



ALPHA Box lang2 136 x 268 Einfrier- und Lagerboxen

Standardausführung aus tiefkältebeständigem, wasserfest bezogenem Kartonmaterial. Ausführung >spezial< mit wasserdichter Kunststoffbeschichtung. Mit Deckel. Außenmaße 136 x 268 mm. Höhe = Innenhöhe.


Andere Höhen können auf Wunsch hergestellt werden.

Rastereinsätze können separat oder bereits eingelegt bestellt werden.


Passende Racks

Bitte anfragen!

Farbe	1 oder 2	25 mm	32 mm	50 mm	Höhen 75 mm	100 mm	110 mm	130 mm
weiss	WH 1 standard 2 spezial	025	032	050	075	100	110	130
blau	BU 1 standard 2 spezial	025	032	050	075	100	110	130
gelb	YE 1 standard 2 spezial	025	032	050	075	100	110	130
grün	GR 1 standard 2 spezial	025	032	050	075	100	110	130
rot	RE 1 standard 2 spezial	025	032	050	075	100	110	130



So bestimmen Sie
die Artikel-Nummer:



Beispiel 50 mm Höhe,
weiss, standard:

K A 2 0 5 0 W H 1

Rastereinsätze für ALPHA Box lang2

Fächer für Röhrchen	15 mm	25 mm	30 mm	40 mm	65 mm	80 mm
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
16x32 bis ca. 7,5 mm Ø	RA20151632N	RA20251632N	RA20301632N	RA20401632N	RA20651632N	RA20801632N
15x30 bis ca. 8,0 mm Ø	RA20151530N	RA20251530N	RA20301530N	RA20401530N	RA20651530N	RA20801530N
14x28 bis ca. 8,7 mm Ø	RA20151428N	RA20251428N	RA20301428N	RA20401428N	RA20651428N	RA20801428N
13x26 bis ca. 9,4 mm Ø	RA20151326N	RA20251326N	RA20301326N	RA20401326N	RA20651326N	RA20801326N
12x24 bis ca. 10,2 mm Ø	RA20151224N	RA20251224N	RA20301224N	RA20401224N	RA20651224N	RA20801224N
11x22 bis ca. 11,2 mm Ø	RA20151122N	RA20251122N	RA20301122N	RA20401122N	RA20651122N	RA20801122N
10x20 bis ca. 12,5 mm Ø	RA20151020N	RA20251020N	RA20301020N	RA20401020N	RA20651020N	RA20801020N
9x18 bis ca. 13,9 mm Ø	RA20150918N	RA20250918N	RA20300918N	RA20400918N	RA20650918N	RA20800918N
8x16 bis ca. 15,7 mm Ø	RA20150816N	RA20250816N	RA20300816N	RA20400816N	RA20650816N	RA20800816N
7x14 bis ca. 17,9 mm Ø	RA20150714N	RA20250714N	RA20300714N	RA20400714N	RA20650714N	RA20800714N
6x12 bis ca. 21,0 mm Ø	RA20150612N	RA20250612N	RA20300612N	RA20400612N	RA20650612N	RA20800612N
5x10 bis ca. 25,5 mm Ø	RA20150510N	RA20250510N	RA20300510N	RA20400510N	RA20650510N	RA20800510N
4x8 bis ca. 32,0 mm Ø	RA20150408N	RA20250408N	RA20300408N	RA20400408N	RA20650408N	RA20800408N
3x6 bis ca. 42,9 mm Ø	RA20150306N	RA20250306N	RA20300306N	RA20400306N	RA20650306N	RA20800306N

Die Rastereinsätze werden bei Verwendung der in der Übersicht genannten Artikel-Nummer (beginnend mit „RA2...“) immer separat geliefert (Standardlieferung).

Statt der üblichen separaten Lieferung von Box und Rastereinsatz kann die Box mit bereits eingelegtem Rastereinsatz geliefert werden (kein Mehrpreis!). Dazu muss die Kurzbezeichnung in der Artikel-Nummer des Rastereinsatzes (farblich gelb unterlegt) an die Artikel-Nummer der Box angefügt werden.

Beispiel: ALPHA Box mit 50 mm Höhe, weiss, standard sowie eingelegtem Rastereinsatz 30 mm Höhe mit 10x20 Fächern.

KA2050WH1 + 0301020N = Art.-Nr. KA2050WH10301020N