



BRAVO Box lang2 133 x 257
Einfrier- und Lagerboxen

Standardausführung aus tiefkältebeständigem, wasserfest bezogenem Kartonmaterial. Ausführung >spezial< mit wasserdichter Kunststoffbeschichtung. Mit Deckel. Außenmaße 133 x 257 mm. Höhe = Innenhöhe.

Andere Höhen können auf Wunsch hergestellt werden.


Rastereinsätze können separat oder bereits eingelegt bestellt werden.

Passende Racks


Bitte anfragen!

Farbe	1 oder 2	Höhen						
		25 mm	32 mm	50 mm*	75 mm	100 mm	110 mm	130 mm
WH	1 standard 2 spezial	025	032	050	075	100	110	130
BU	1 standard 2 spezial	025	032	050	075	100	110	130
YE	1 standard 2 spezial	025	032	050	075	100	110	130
GR	1 standard 2 spezial	025	032	050	075	100	110	130
RE	1 standard 2 spezial	025	032	050	075	100	110	130

* Traditionell nach amerik. Bauform gefertigt.
(Innenhöhe tatsächlich 45 mm)



So bestimmen Sie
die Artikel-Nummer:



Beispiel 50 mm Höhe,
weiss, standard:

K B 2 0 50 WH 1

Rastereinsätze für BRAVO Box lang2

				Höhen		
				15 mm	25 mm	30 mm
				40 mm	65 mm	80 mm
Fächer für Röhrchen	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
16x32 bis ca. 7,2 mm Ø	RB20151632N	RB20251632N	RB20301632N	RB20401632N	RB20651632N	RB20801632N
15x30 bis ca. 7,7 mm Ø	RB20151530N	RB20251530N	RB20301530N	RB20401530N	RB20651530N	RB20801530N
14x28 bis ca. 8,3 mm Ø	RB20151428N	RB20251428N	RB20301428N	RB20401428N	RB20651428N	RB20801428N
13x26 bis ca. 9,0 mm Ø	RB20151326N	RB20251326N	RB20301326N	RB20401326N	RB20651326N	RB20801326N
12x24 bis ca. 9,8 mm Ø	RB20151224N	RB20251224N	RB20301224N	RB20401224N	RB20651224N	RB20801224N
11x22 bis ca. 10,8 mm Ø	RB20151122N	RB20251122N	RB20301122N	RB20401122N	RB20651122N	RB20801122N
10x20 bis ca. 12,0 mm Ø	RB20151020N	RB20251020N	RB20301020N	RB20401020N	RB20651020N	RB20801020N
9x18 bis ca. 13,6 mm Ø	RB20150918N	RB20250918N	RB20300918N	RB20400918N	RB20650918N	RB20800918N
8x16 bis ca. 15,0 mm Ø	RB20150816N	RB20250816N	RB20300816N	RB20400816N	RB20650816N	RB20800816N
7x14 bis ca. 17,3 mm Ø	RB20150714N	RB20250714N	RB20300714N	RB20400714N	RB20650714N	RB20800714N
6x12 bis ca. 20,3 mm Ø	RB20150612N	RB20250612N	RB20300612N	RB20400612N	RB20650612N	RB20800612N
5x10 bis ca. 24,5 mm Ø	RB20150510N	RB20250510N	RB20300510N	RB20400510N	RB20650510N	RB20800510N
4x8 bis ca. 30,8 mm Ø	RB20150408N	RB20250408N	RB20300408N	RB20400408N	RB20650408N	RB20800408N
3x6 bis ca. 41,2 mm Ø	RB20150306N	RB20250306N	RB20300306N	RB20400306N	RB20650306N	RB20800306N

Die Rastereinsätze werden bei Verwendung der in der Übersicht genannten Artikel-Nummer (beginnend mit „RB2...“) immer separat geliefert (Standardlieferung).

Statt der üblichen separaten Lieferung von Box und Rastereinsatz kann die Box mit bereits eingelegtem Rastereinsatz geliefert werden (kein Mehrpreis!). Dazu muss die Kurzbezeichnung in der Artikel-Nummer des Rastereinsatzes (farblich gelb unterlegt) an die Artikel-Nummer der Box angefügt werden.

Beispiel: BRAVO Box mit 50 mm Höhe, weiss, standard sowie eingelegtem Rastereinsatz 30 mm Höhe mit 9x18 Fächern.

KB2050WH1 + 0300918N = Art.-Nr. KB2050WH10300918N