



## MIKE Box 142 x 142 Einfrier- und Lagerboxen

Standardausführung aus tiefkältebeständigem, wasserfest bezogenem Kartonmaterial. Ausführung >spezial< mit wasserdichter Kunststoffbeschichtung. Mit Deckel. Außenmaße 142 x 142 mm. Höhe = Innenhöhe.

Andere Höhen können auf Wunsch hergestellt werden.


Rastereinsätze können separat oder bereits eingelegt bestellt werden.

Passende Racks

Bitte anfragen!

| Farbe | 1 oder 2                | 25 mm | 32 mm | 50 mm | Höhen<br>75 mm | 100 mm | 110 mm | 130 mm |
|-------|-------------------------|-------|-------|-------|----------------|--------|--------|--------|
| WH    | 1 standard<br>2 spezial | 025   | 032   | 050   | 075            | 100    | 110    | 130    |
| BU    | 1 standard<br>2 spezial | 025   | 032   | 050   | 075            | 100    | 110    | 130    |
| YE    | 1 standard<br>2 spezial | 025   | 032   | 050   | 075            | 100    | 110    | 130    |
| GR    | 1 standard<br>2 spezial | 025   | 032   | 050   | 075            | 100    | 110    | 130    |
| RE    | 1 standard<br>2 spezial | 025   | 032   | 050   | 075            | 100    | 110    | 130    |

So bestimmen Sie  
die Artikel-Nummer:



Beispiel 50 mm Höhe,  
weiss, standard:

KM 1 050 WH 1



## Rastereinsätze für MIKE Box

| Fächer für Röhrchen     | 15 mm       | 25 mm       | 30 mm       | 40 mm       | 65 mm       | 80 mm       |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Artikel-Nr.             | Artikel-Nr. | Artikel-Nr. | Artikel-Nr. | Artikel-Nr. | Artikel-Nr. | Artikel-Nr. |
| 16x16 bis ca. 7,7 mm Ø  | RM10151616N | RM10251616N | RM10301616N | RM10401616N | RM10651616N | RM10801616N |
| 15x15 bis ca. 8,3 mm Ø  | RM10151515N | RM10251515N | RM10301515N | RM10401515N | RM10651515N | RM10801515N |
| 14x14 bis ca. 9,0 mm Ø  | RM10151414N | RM10251414N | RM10301414N | RM10401414N | RM10651414N | RM10801414N |
| 13x13 bis ca. 9,7 mm Ø  | RM10151313N | RM10251313N | RM10301313N | RM10401313N | RM10651313N | RM10801313N |
| 12x12 bis ca. 10,6 mm Ø | RM10151212N | RM10251212N | RM10301212N | RM10401212N | RM10651212N | RM10801212N |
| 11x11 bis ca. 11,6 mm Ø | RM10151111N | RM10251111N | RM10301111N | RM10401111N | RM10651111N | RM10801111N |
| 10x10 bis ca. 12,8 mm Ø | RM10151010N | RM10251010N | RM10301010N | RM10401010N | RM10651010N | RM10801010N |
| 9x9 bis ca. 14,3 mm Ø   | RM10150909N | RM10250909N | RM10300909N | RM10400909N | RM10650909N | RM10800909N |
| 8x8 bis ca. 16,2 mm Ø   | RM10150808N | RM10250808N | RM10300808N | RM10400808N | RM10650808N | RM10800808N |
| 7x7 bis ca. 18,6 mm Ø   | RM10150707N | RM10250707N | RM10300707N | RM10400707N | RM10650707N | RM10800707N |
| 6x6 bis ca. 21,8 mm Ø   | RM10150606N | RM10250606N | RM10300606N | RM10400606N | RM10650606N | RM10800606N |
| 5x5 bis ca. 26,3 mm Ø   | RM10150505N | RM10250505N | RM10300505N | RM10400505N | RM10650505N | RM10800505N |
| 4x4 bis ca. 33,0 mm Ø   | RM10150404N | RM10250404N | RM10300404N | RM10400404N | RM10650404N | RM10800404N |
| 3x3 bis ca. 44,2 mm Ø   | RM10150303N | RM10250303N | RM10300303N | RM10400303N | RM10650303N | RM10800303N |

Die Rastereinsätze werden bei Verwendung der in der Übersicht genannten Artikel-Nummer (beginnend mit „RM1...“) immer separat geliefert (Standardlieferung).

Statt der üblichen separaten Lieferung von Box und Rastereinsatz kann die Box mit bereits eingelegtem Rastereinsatz geliefert werden (kein Mehrpreis!). Dazu muss die Kurzbezeichnung in der Artikel-Nummer des Rastereinsatzes (farblich gelb unterlegt) an die Artikel-Nummer der Box angefügt werden.

**Beispiel:** MIKE Box mit 50 mm Höhe, weiss, standard sowie eingelegtem Rastereinsatz 30 mm Höhe mit 10x10 Fächern.

**KM1050WH1 + 0301010N = Art.-Nr. KM1050WH10301010N**