



NANU Box 76 x 76 Einfrier- und Lagerboxen

Standardausführung aus tiefkältebeständigem, wasserfest bezogenem Kartonmaterial. Ausführung >spezial< mit wasserdichter Kunststoffbeschichtung. Mit verlängertem Deckel. Außenmaße 76 x 76 mm. Höhe = Innenhöhe. Andere Höhen können auf Wunsch hergestellt werden. Rastereinsätze können separat oder bereits eingelegt bestellt werden.


Passende Racks

Siehe unten

Farbe	1 oder 2	25 mm	32 mm	50 mm	Höhen 75 mm	100 mm	110 mm	130 mm
WH	1 standard 2 spezial	025	032	050	075	100	110	130
BU	1 standard 2 spezial	025	032	050	075	100	110	130
YE	1 standard 2 spezial	025	032	050	075	100	110	130
GR	1 standard 2 spezial	025	032	050	075	100	110	130
RE	1 standard 2 spezial	025	032	050	075	100	110	130



So bestimmen Sie
die Artikel-Nummer:



Beispiel 50 mm Höhe,
weiss, standard:

KN 1 0 50 WH 1

Rastereinsätze für NANU Box

Fächer für Röhrchen	15 mm	25 mm	30 mm	40 mm	65 mm	80 mm
	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
7x7 bis ca. 8,0 mm Ø	RN10150707N	RN10250707N	RN10300707N	RN10400707N	RN10650707N	RN10800707N
6x6 bis ca. 10,0 mm Ø	RN10150606N	RN10250606N	RN10300606N	RN10400606N	RN10650606N	RN10800606N
5x5 bis ca. 13,5 mm Ø	RN10150505N	RN10250505N	RN10300505N	RN10400505N	RN10650505N	RN10800505N
4x4 bis ca. 15,0 mm Ø	RN10150404N	RN10250404N	RN10300404N	RN10400404N	RN10650404N	RN10800404N
3x3 bis ca. 21,0 mm Ø	RN10150303N	RN10250303N	RN10300303N	RN10400303N	RN10650303N	RN10800303N

Die Rastereinsätze werden bei Verwendung der in der Übersicht genannten Artikel-Nummer (beginnend mit „RN1...“) immer separat geliefert (Standardlieferung).

Statt der üblichen separaten Lieferung von Box und Rastereinsatz kann die Box mit bereits eingelegtem Rastereinsatz geliefert werden (kein Mehrpreis!). Dazu muss die Kurzbezeichnung in der Artikel-Nummer des Rastereinsatzes (farblich gelb unterlegt) an die Artikel-Nummer der Box angefügt werden.

Beispiel: NANU Box mit 50 mm Höhe, weiss, standard sowie eingelegtem Rastereinsatz 30 mm Höhe mit 5x5 Fächern.

KN1050WH1 + 0300505N = Art.-Nr. KN1050WH10300505N

NANU 50 Truhengestelle • 82x82 mm (BxT)

NANU 50 Schrankgestelle • Breite 83 mm

>> Passend für NANU 50 und alle Boxen bis zu Außenmaßen 76x76x53 mm (BxTxH). <<

Artikel-Nr.	Fächer	Höhe (mm)	Artikel-Nr.	Fächer	Höhe (mm)
TN50-04AN	4	226	TN50-10AN	10	556
TN50-05AN	5	281	TN50-11AN	11	611
TN50-06AN	6	336	TN50-12AN	12	666
TN50-07AN	7	391	TN50-13AN	13	721
TN50-08AN	8	446	TN50-14AN	14	776
TN50-09AN	9	501			



Alle Truhengestelle können auf Wunsch mit einem Sicherungsstab geliefert werden. Die Tiefe vergrößert sich dadurch um 5 mm auf 87 mm.

Artikel-Nr.	Fächer T x H	Maße TxH (mm)	Artikel-Nr.	Fächer T x H	Maße TxH (mm)
SN50-44AN	4 x 4	329x224	SN50-65AN	6 x 5	490x279
SN50-45AN	4 x 5	329x279	SN50-66AN	6 x 6	490x334
SN50-46AN	4 x 6	329x334	SN50-74AN	7 x 4	571x224
SN50-54AN	5 x 4	410x224	SN50-75AN	7 x 5	571x279
SN50-55AN	5 x 5	410x279	SN50-76AN	7 x 6	571x334
SN50-56AN	5 x 6	410x334	SN50-85AN	8 x 5	651x279
SN50-64AN	6 x 4	490x224	SN50-86AN	8 x 6	651x334

Weitere Truhen- und Schrankgestelle sowie Schrankeinschübe für NANU Box auf Anfrage.