

Kleinmagnetrührer lab disc, IKA® Magnetic Stirrer lab disc

Kleinmagnetrührer lab disc

Ultraflacher Kleinmagnetrührer garantiert durch seine moderne Magnetspulentechnik verschleißfreien Antrieb ganz ohne bewegliche Teile. Der lab disc kann die Drehrichtung alle 30 Sek. automatisch wechseln und damit eine bessere Durchmischung des Mediums erzielen.

- Ex-Schutz
- Automatischer Drehrichtungswechsel
- Hoher IP Schutz (IP 65)
- Verschleißfrei
- Aufstellfläche und Gehäuse aus chemisch widerstandsfähigen Werkstoffen
- Rutschfester, sicherer Stand

Magnetrührantrieb

Rührmenge (H ₂ O):	800 ml
Leistungsaufnahme/Abgabe:	5/3 W
Drehzahlbereich:	15 bis 1.500 min ⁻¹
Drehrichtungswechsel:	alle 30 s
Max. Magnetstab (L × Ø):	30 × 8 mm

Aufstellfläche

Werkstoff:	Polyesterfolie
Abmessungen:	Ø = 90 mm

Allgemeine Daten

Abmessungen (B × T × H):	114 × 161 × 12 mm
Gewicht:	0,3 kg
Zulässige Umgebungstemperatur:	5 bis 40°C
Zulässige Feuchte:	80%
Schutzart nach DIN EN 60529:	IP 65
Ex-Schutz:	EX II 3G EExnCIIBT6

Artikel	Best.-Nr.
① lab disc WHITE	51 36 32777
② lab disc AIR-MAIL	51 36 33620
③ lab disc MAIL-BOX	51 36 33621
④ lab disc STONE WASHED	51 36 33622
⑤ lab disc SUNNY SIDE UP	51 36 33623
lab disc BIKER	51 36 34150
lab disc CURIOUS	51 36 34151
lab disc DANCERS	51 36 34152
lab disc DISCOVERER	51 36 34153
lab disc GOLFER	51 36 34154
lab disc OBSERVER	51 36 34155
lab disc PLAYER	51 36 34156
lab disc WORKER	51 36 34157

Zubehör

Artikel	Best.-Nr.
IKAFLO® 30 Magnetstäbchen , PTFE ummantelt	51 36 30112
TRIKA® 25 Rührstäbchen	51 36 56600
Rührstäbchenentferner RSE	51 36 12931

