

Magnetrührer RH basic 2 IKAMAG®, IKA®

Magnetic stirrer RH basic 2 IKAMAG®

Magnetrührer mit Edelstahlheizplatte.

- Fester Sicherheitskreis 400°C
- Sanftanlauf des Rührmotors

Magnetrührantrieb:

Rührmenge (H ₂ O):	10 l
Motorleistung Aufnahme/Abgabe:	15/2 W
Drehzahlanzeige:	Skala (0 bis 6)
Drehzahlbereich:	100 bis 2.000 min ⁻¹
Max. Magnetstab (L × Ø):	40 × 8 mm

Heizfunktion:

Heizleistung:	400 W
Aufheizgeschwindigkeit (1 l H ₂ O):	3 K/min
Temperaturbereich:	RT - 320°C

Aufstellfläche:

Werkstoff:	Edelstahl 1.4301
Abmessungen:	Ø 125 mm

Allgemeine Daten:

Abmessungen (B × H × T):	168 × 105 × 220 mm
Gewicht:	2,4 kg
Zulässige Umgebungstemperatur:	5 bis 40°C
Zulässige Feuchte:	80%
Schutzart nach DIN EN 60529:	IP 21

Artikel	Best.-Nr.
RH basic 2 IKAMAG®	10 36 03339

