

pH-Handmessgeräte, METTLER TOLEDO

pH Meters

FiveGo™, tragbares pH-Meter (IP54)

Kompaktes Routine-Handmessgerät für Standard-pH- und mV/Redox-Messungen mit unschlagbarem Preis-/Leistungsverhältnis. Einsetzbar in vielen Bereichen.

Technische Daten:

pH-Bereich:	0.00 – 14.00, Auflösung: 0,01 pH
mV-Bereich:	-1999 – 1999, Auflösung: 1 mV
Temperaturbereich °C:	0.0 – 100.0, Auflösung: 0,1°C
Kalibration:	Max. 2 Punkte, 3 vordefinierte Puffergruppen
Datenspeicher:	30 Datenpunkte
Stromversorgung:	4 AAA-Batterien 1.5 V

Artikel	Best.-Nr.
pH-Meter FiveGo™ FG2-Basic	10 50 02900
FiveGo™ pH, Messgerät inkl. Elektrodenclip	
pH-Gerät inkl. Elektrodenclip, Bedienungsanleitung, 4x Batterien	

Artikel	Best.-Nr.
① pH-Meter FiveGo FG2-Kit	10 50 02901
wie FG2-Basic, zzgl. 3-in-1 Elektrode LE438 und Pufferbeutel	

Artikel	Best.-Nr.
pH-Meter FiveGo FG2-Feldkit	10 50 02902
wie FG2-Kit, zzgl. Feldtasche und 4 Probenflaschen	

SevenGo™, tragbares pH-Meter (IP67)

Routinegerät (IP67) für die mobile pH-Messung mit großer Funktionsbreite:

- 3-Punkt-Kalibrierung mit automatischer Puffererkennung
- Autom. oder manuelle Temperaturkompensation und Messwerterfassung
- Großes Multifunktions-Display: alles auf einen Blick
- Wasser- und staubgeschützt (IP67)

Technische Daten:

pH-Bereich:	0,00 – 14,00, Auflösung: 0,01 pH
mV-Bereich:	-1999 – 1999, Auflösung: 1 mV
Temperaturbereich °C:	-5,0 – 105, Auflösung: 0,1°C
Kalibrierung:	3-Punkt, vor- und benutzerdefinierte, Puffer
Datenspeicher:	30 Datensätze
Stromversorgung:	4 AA-Batterien 1,5 V oder NiMH-Akkumulatoren 1,2 V

Artikel	Best.-Nr.
SevenGo™ pH SG2-B	61 50 02521
SevenGo™ pH	
Gerät, Bedienungsanleitung, Konformitätserklärung und Prüfzertifikat, 4 AA Batterien 1.5 V	

Artikel	Best.-Nr.
② SevenGo™ pH SG2-ELK	61 50 02522
wie SG2-B, zzgl. 3in1-Elektrode InLab®413 SG, Pufferbeutel pH 4.01, 7.00 und 9.21	

Artikel	Best.-Nr.
SevenGo™ pH SG2-FK	61 50 02523
wie SG2-ELK, zzgl. Feldkoffer mit Probeflaschen	



①



②



③

SevenGo pro™, tragbares pH/Ion-Meter (IP67)

- Multifunktions-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Umfangreiche GxP Unterstützung mit Experten- und Anwendermodus
- Kabellose IR-Datenschnittstelle via RS232 oder USB
- Datenlogger für 200 Datensätze
- 5-Punkt-Kalibration mit automatischer Puffererkennung
- Automatische, Zeitintervall- oder manuelle Messwerterfassung
- Weitere Eigenschaften siehe auch SevenGo SG2

Technische Daten:

pH-Bereich:	-2,000 – 19,999, Auflösung: 0,001 pH
mV-Bereich:	-1999,9 – 1999,9, Auflösung: 0,1 mV
Temperaturbereich °C:	-30 – 130, Auflösung: 0,1°C
Anzeige:	LCD, individuell angepasst
Stromversorgung:	4 AA-Batterien 1,5 V oder NiMH 1,2 V

Artikel	Best.-Nr.
SevenGo pro™ pH/Ion SG8	61 50 02581
SevenGo pro™ pH	
Gerät, Bedienungsanleitung, Konformitätserklärung und Prüfzertifikat, 4 AA Batterien 1.5 V	

Artikel	Best.-Nr.
③ SevenGo pro™ pH/Ion SG8-ELK	61 50 02582
wie SG8 zzgl. pH-Elektrode InLab®413 SG	

Artikel	Best.-Nr.
SevenGo pro™ pH/Ion SG8-FK	61 50 02583
wie SG8-ELK, zzgl. Feldkoffer mit Probeflaschen	

Zubehör für SevenGo Geräte

Artikel	Best.-Nr.
④ Drucker RS-P26 für alle Seven Geräte	10 50 04303
Dokumentenechter Protokolldrucker mit RS232-Schnittstelle, RS232-Verbindungskabel und Netzkabel. Für den Betrieb mit SevenGo Pro-Geräten ist zusätzlich der IR-RS232-Adapter erforderlich.	
IR-RS232-Adapter	61 50 02333
Erforderlich für die Datenübertragung von SevenGo pro™ Geräten auf Drucker/PC	
IR-USB-Adapter	61 50 02332
Für die Übertragung der Daten vom SevenGo pro™ auf einen Computer	
⑤ Compact Case	10 50 02380
Koffer für SevenGo-Geräte	
LabX direct pH	10 50 02876
Datenübertragungs-Software	
Weiteres Zubehör auf Anfrage!	

