

Standard-Küvetten, Hellma® Standard Cells

① Halbmikro, mit Stopfen, Typ 114

Außenmaße H x B: 46 x 12,5 mm, innere Breite 4 mm

Schichtdicke mm	Vol. µl	Material	Best.-Nr.
10	1400	Optisches Spezialglas (320-2500 nm)	19 55 14121
10	1400	Quarzglas SUPRASIL® (200-2500 nm)	19 55 14122

② Halbmikro, schwarz, mit Stopfen, Typ 114B

Außenmaße H x B: 46 x 12,5 mm, innere Breite 4 mm

Schichtdicke mm	Vol. µl	Material	Best.-Nr.
10	1400	Quarzglas SUPRASIL® (200-2500 nm)	19 55 14132

③ Mikro, mit Falzdeckel, Typ 104.002

Außenmaße H x B: 45 x 12,5 mm, innere Breite 2 mm

Schichtdicke mm	Vol. µl	Material	Best.-Nr.
10	700	Optisches Spezialglas (320-2500 nm)	19 55 14161
10	700	Quarzglas SUPRASIL® (200-2500 nm)	19 55 14162

④ Mikro, schwarz, mit Falzdeckel, Typ 104.002B

Außenmaße H x B: 45 x 12,5 mm, innere Breite 2 mm

Schichtdicke mm	Vol. µl	Material	Best.-Nr.
10	700	Optisches Spezialglas (320-2500 nm)	19 55 14171
10	700	Quarzglas SUPRASIL® (200-2500 nm)	19 55 14172

Ultramikro, mit Stopfen

Aus Quarzglas SUPRASIL®

Artikel	Best.-Nr.
⑤ Typ 105.201	19 55 10521

Außenmaße B x H x T: 45 x 12,5 x 12,5 mm
Schichtdicke: 10 mm (Messkammer Vol. 100 µl, Füll-Vol. 120 µl)
Apertur: 5 x 2 mm (Zentrum-Maß angeben)

Artikel	Best.-Nr.
⑥ Typ 105.203	19 55 10523

Außenmaße B x H x T: 45 x 12,5 x 12,5 mm
Schichtdicke: 10 mm (Messkammer Vol. 50 µl, Füll-Vol. 70 µl)
Apertur: 2,5 x 2 mm (Zentrum-Maß angeben)

Ultramikro, mit Pipettenspitzen, Typ 105.210

Aus Quarzglas SUPRASIL®. Füllen und Entleeren mit Pipettenspitzen.

Außenmaße B x H x T: 40 x 12,5 x 12,5 mm
Schichtdicke: 10 mm (Messkammer Vol. 5 µl, Füll-Vol. 10 µl)
Apertur: Ø 0,8 mm (Zentrum-Maß angeben)

Artikel	Best.-Nr.
⑦ Typ 105.210	19 55 10510



①



②



③



④



⑤



⑥



⑦