

Apothekerspatel, RSG Rostfrei-Schneidwerkzeuge GmbH Spatula

Spatel mit konischer Klinge aus Edelstahl, mit Kunststoffgriff, spülmaschinenfest

Klingenlänge mm	Material	Breite mm	Best.-Nr.	VE St./Pack
75	Remanit 1.4310, flexibel	18/22	10 24 20751	10
100	Remanit 1.4310, flexibel	18/22	10 24 21001	10
130	Remanit 1.4310, flexibel	18/22	10 24 21301	10
150	Remanit 1.4310, flexibel	18/22	10 24 21501	10
75	Chromstahl 1.4034, gehärtet	18/22	10 24 20752	10
100	Chromstahl 1.4034, gehärtet	18/22	10 24 21002	10
130	Chromstahl 1.4034, gehärtet	18/22	10 24 21302	10
150	Chromstahl 1.4034, gehärtet	18/22	10 24 21502	10

