

KPG-Rührwellen, Boro. 3.3., Rettberg

KPG Stirrer Shafts, Boro. 3.3

Austauschbar, Lauffläche geschliffen und poliert mit Fettnapf. Besonders geeignet für Planflansch-Reaktionsgefäße mit 16 mm Lauffläche.

Ausführung mit 10 mm Lauffläche für Rundkolben (2-flügelig).

Typ	Nenn-Ø mm	L mm	Ges.-L mm	für Hals l.-Ø mm	Vol. ml	Best.-Nr.
① WG16	16	160	460	95	2000	10 70 40001
① WG16	16	160	480	145	4000	10 70 40002
① WG16	16	160	510	145	6000	10 70 40003
① WG16	16	160	600	145	10000	10 70 40004
② WG16	16	160	460	95	2000	10 70 40005
② WG16	16	160	480	145	4000	10 70 40006
② WG16	16	160	510	145	6000	10 70 40007
② WG16	16	160	600	145	10000	10 70 40008
③ WG16	16	160	460	95	2000	10 70 40009
③ WG16	16	160	480	145	4000	10 70 40010
③ WG16	16	160	510	145	6000	10 70 40011
③ WG16	16	160	600	145	10000	10 70 40012

1) ohne Abbildung

Andere Längen auf Anfrage.

