

Magnetrührer mit porzellanbeschichteter Oberfläche, IDL Magnetic Stirrer with Porcelain Coated Surface

Klassischer Einkanal-Magnetrührer in modernem Design. Für alle Bereiche der täglichen Laborroutine geeignet.

- Klassischer Magnetrührer in modernem Design
- Rührplatte (rund) mit Porzellanbeschichtung
- Beheizbar
- Robuste Bauform (IP 42)
- Hohe Rührkraft

Technische Daten:

Spannung:	200 – 240 V
Leistungsaufnahme:	530 W
Max. Rührmenge:	20 l H ₂ O
Rührstäbchen:	max. 80 mm
Rührplatte:	Ø 135 mm
Material Rührplatte:	Edelstahl mit Porzellanüberzug
Drehzahl:	0 – 1500 rpm
Einstellung der Drehzahl:	analog
Temperaturbereich:	RT – 340°C
Einstellung der Temperatur:	analog
RS-232:	nein
Abmessungen:	280 × 160 × 85 mm
Schutzklasse:	IP 42
Gewicht:	2,8 kg

Artikel	Best.-Nr.
Magnetrührer mit porzellanbeschichteter Oberfläche	10 00 33130

