

Analysen-Siebmaschinen, HAVER & BOECKER Test Sieve Shakers

HAVER/TYLER Analysensiebmaschinen sind für die Klassifizierung von unterschiedlichsten Schüttgütern einsetzbar und überzeugen durch eine hohe Robustheit und Langlebigkeit.

HAVER EML Analysensiebmaschinen

- elektromagnetischer Antrieb
- 3-dimensionale Siebbewegung
- Messbereich: 20 µm bis 125 mm
- Speicherfunktion für 99 Siebprogramme
- geeignet für Trocken- und Nasssiebung
- Zeitschaltuhr: 0 bis 99 Minuten
- leise und nahezu wartungsfrei
- selbsttätig nachregulierende Amplitude
- Kalibrierfähigkeit

Lieferung inklusive Spannsystem und Maschinendeckel, ausschl. Siebe und Siebpfanne

① HAVER EML 200 digital plus für Trockensiebung (T) und Nasssiebung (N)

Siebdurchmesser:	76 (3"), 100, 150, 200, 203 (8") mm
Siebgutmenge:	ca. 3 kg
Siebturmgewicht:	max. 8,7 kg
Amplitude:	max. 3 mm
Schallemission:	≤ 70 dBA
Gewicht (ohne Siebe):	ca. 34 kg
Maße:	345 × 285 × 950 mm

Artikel	Best.-Nr.
EML 200 digital plus T, Spannsystem Classic	10 16 92001
EML 200 digital plus T, Schnellspannsystem TwinNut	10 16 92002
EML 200 digital plus N, Spannsystem Classic	10 16 92003
EML 200 digital plus N, Schnellspannsystem TwinNut	10 16 92004

② HAVER EML 315 digital plus für Trockensiebung (T) und Nasssiebung (N)

Siebdurchmesser:	200, 203 (8"), 250, 300, 305 (12"), 315 mm
Siebgutmenge:	ca. 6 kg
Siebturmgewicht:	max. 21 kg
Amplitude:	max. 2 mm
Schallemission:	≤ 70 dBA
Gewicht (ohne Siebe):	ca. 53 kg
Maße:	404 × 440 × 1000 mm

Artikel	Best.-Nr.
EML 315 digital plus T, Spannsystem Classic	10 16 93001
EML 315 digital plus T, Schnellspannsystem TwinNut	10 16 93002
EML 315 digital plus N, Spannsystem Classic	10 16 93003
EML 315 digital plus N, Schnellspannsystem TwinNut	10 16 93004

③ HAVER EML 450 digital plus für Trockensiebung (T) und Nasssiebung (N)

Siebdurchmesser:	200, 203 (8"), 300, 305 (12"), 315, 350, 400, 450 mm
Siebgutmenge:	ca. 15 kg
Siebturmgewicht:	max. 42 kg
Amplitude:	max. 2 mm
Schallemission:	≤ 73 dBA
Gewicht (ohne Siebe):	ca. 135 kg
Maße:	585 × 575 × 1300 mm

Artikel	Best.-Nr.
EML 450 digital plus T, Spannsystem Classic	10 16 94501
EML 450 digital plus T, Schnellspannsystem TwinNut	10 16 94503
EML 450 digital plus N, Spannsystem Classic	10 16 94502
EML 450 digital plus N, Schnellspannsystem TwinNut	10 16 94504

④ HAVER UWL 400 für die Trockensiebung (T) und Nasssiebung (N)

- Antrieb über 2 Unwuchtmotoren
 - 3-dimensionale Siebbewegung
 - Messbereich: 20 µm bis 125 mm
 - Zeitschaltuhr: 0 bis 599 Minuten
- | | |
|-----------------------|--|
| Siebdurchmesser: | 200, 203 (8"), 300, 305 (12"), 315, 350, 400, 450 mm |
| Siebgutmenge: | ca. 20 kg |
| Siebturmgewicht: | max. 50 kg |
| Amplitude: | 2,5 mm |
| Schallemission: | ≤ 70 dBA |
| Gewicht (ohne Siebe): | ca. 190 kg |
| Maße: | 600 × 600 × 1260 mm |

Artikel	Best.-Nr.
UWL 400 T, Spannsystem Classic	10 16 94001
UWL 400 T, Schnellspannsystem TwinNut	10 16 94002
UWL 400 N, Spannsystem Classic	10 16 94003
UWL 400 N, Schnellspannsystem TwinNut	10 16 94004



⑤ **TYLER Ro-Tap® RX 29 Analysensiebmaschine**

- Kopiert die Kreis- und Klopfbewegung der Handsiebung
- Gleichmäßige mechanische Bewegung
- Antrieb durch Elektromotor über Schneckengetriebe
- Lieferung in CE-konformer Ausführung (in Schalldämmschrank integriert)

Lieferung inklusive Spannsystem und Maschinendeckel, ausschl. Siebe und Siebpfanne

Siebdurchmesser: 200, 203 (8") mm
Siebgutmenge: ca. 3 kg
Zeitschaltuhr: 0 – 99 Minuten
Klopfimpulse: 150
Umdrehungen: 278
Schallemission: 70 dBA
Gewicht: ca. 124 kg (CE-konform)
Maße: 890 × 610 × 740 mm

Artikel	Best.-Nr.
TYLER Ro-Tap® RX 29	10 16 90029

