

Tragbare Multiparametermessgeräte, METTLER TOLEDO Portable Multiparameter Meters

① Tragbares pH/Ion/Leitfähigkeits-Meter SevenGo Duo pro™ – SG78

- Zweikanal-Handmessgerät für die Messung von pH, mV, rel. mV, Ionenkonzentration, Leitfähigkeit, TDS (Total dissolved solids), Salinität und spezifischem Widerstand
- Intelligentes Sensormanagement (ISM®)
- Volle GxP-Unterstützung = einfache, sichere Bedienung
- 5-Punkt pH-Kalibration mit Auswahl aus 7 vordefinierten und einem benutzerdefinierten Puffersatz
- Datenspeicher für 500 GLP-Datensätze mit Datum/Zeit, Sensoren-ID und SN, Benutzer- und Proben-ID
- Kabellose IR-Kommunikation
- Grosses hintergrundbeleuchtetes Grafikdisplay

Artikel	Best.-Nr.
SG78-B	10 50 02620
Messgerät	
SG78-ELK	10 50 02621
Elektrodenkit mit InLab® Expert Pro-ISM und InLab® 738-ISM (beide IP67, 1,8 m Kabel)	
SG78-FK2	10 50 02622
Feldkit mit InLab® Expert Pro-ISM und InLab® 738-ISM (beide IP67, 1,8 m Kabel)	
SG78-FK5	10 50 02623
Feldkit Feldkit mit InLab® Expert Pro-ISM und InLab® 738-ISM (beide IP67, 5 m Kabel)	
SG78-USP/EP	10 50 02625
Wie SG78-ELK aber mit Elektroden InLab® PurePro-ISM, 2 m ISM-Kabel und InLab® 742-ISM	

② Tragbares pH/Leitfähigkeits-Meter SevenGo Duo™ – SG23

- Zweikanal-Messgerät zur Messung von pH, mV, Leitfähigkeit, TDS, Salinität und spezifischem Widerstand
- Intelligentes Sensormanagement (ISM®) = einfache und sichere Bedienung
- Wasser- und staubdicht (IP67)
- Datenspeicher für 99 GLP-Datensätze

Artikel	Best.-Nr.
SG23-B	10 50 02600
Messgerät	
SG23-ELK	10 50 02601
Elektrodenkit mit InLab® Expert Pro-ISM und InLab® 738-ISM, 1,8 m Kabel	
SG23-FK2	10 50 02602
Feldkit mit InLab® Expert Pro-ISM und InLab® 738-ISM, 1,8 m Kabel	
SG23-FK5	10 50 02603
Feldkit mit InLab® Expert Pro-ISM und InLab® 738-ISM, 5 m Kabel	

Weitere Sensoren siehe Seite XXX.



①



②