

pH-Handmessgeräte, METTLER TOLEDO

pH Meters

FiveGo™, tragbares pH-Meter (IP54)

Kompaktes Routine-Handmessgerät für Standard-pH- und mV/Redox-Messungen mit unschlagbarem Preis-/Leistungsverhältnis. Einsetzbar in vielen Bereichen.

Technische Daten:

pH-Bereich:	0.00 – 14.00, Auflösung: 0,01 pH
mV-Bereich:	-1999 – 1999, Auflösung: 1 mV
Temperaturbereich °C:	0.0 – 100.0, Auflösung: 0,1°C
Kalibration:	Max. 2 Punkte, 3 vordefinierte Puffergruppen
Datenspeicher:	30 Datenpunkte
Stromversorgung:	4 AAA-Batterien 1.5 V

Artikel	Best.-Nr.
pH-Meter FiveGo™ FG2-Basic	10 50 02900
FiveGo™ pH, Messgerät inkl. Elektrodenclip	
pH-Gerät inkl. Elektrodenclip, Bedienungsanleitung, 4x Batterien	
① pH-Meter FiveGo™ FG2-Kit	10 50 02901
wie FG2-Basic, zzgl. 3-in-1 Elektrode LE438 und Pufferbeutel	
pH-Meter FiveGo™ FG2-Feldkit	10 50 02902
wie FG2-Kit, zzgl. Feldtasche und 4 Probenflaschen	

② Tragbares pH-/mV- und Ionen-Messgerät Seven2Go Pro S8

Leistungsstarkes Profi-Handmessgerät (IP67) für präzise pH/Ionen-Messungen in Labor, Produktion und Freiland.

- hochauflösendes Multifunktions-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- anwählbare akustische und optische Statusanzeige/Meldungen
- Umfangreiche GxP Unterstützung mit ISM®, Experten- und Anwendermodus
- Wasserdichter micro-USB-Anschluss für einfache Datenübertragung
- Bedienmenu mit 12 anwählbaren Sprachen
- Datenlogger für 2000 Datensätze
- 5-Punkt-Kalibration, autom. Puffererkennung/8 vordefinierte, 1 frei definierte Puffergröße
- Automatische, Zeitintervall- oder manuelle Messwerterfassung

Weitere Eigenschaften siehe auch Seven2Go S2

Technische Daten:

pH-Messbereich:	-2.000 – 20.000 / Auflösung: 0,001 pH
mV-Messbereich:	-2000 – 2000 mV / Auflösung: 0,1
Ionen-Messbereich:	in %, ppm, mg/l, mm/l 1,00 × 10-9 bis 9,99 × 10+9
Temperaturbereich °C:	-5 – 130°C / Auflösung: 0,1°C

Artikel	Best.-Nr.
Seven2Go Pro S8-Meter	10 50 02941
Messgerät, Elektroden-Clip, Handriemen, Batterie, Zertifikat	
Seven2Go Pro S8-Standard Kit	10 50 02942
wie S8-Meter, zzgl. Elektrode Expert Pro-ISM-IP67, Set Kalibrierpuffer (Beutel), Probenflaschen	
Seven2Go Pro S8-Field Kit	10 50 02943
wie S8-Standard Kit, zzgl. Feldkoffer	
Seven2Go Pro S8-Biotech Kit	10 50 02944
wie S8-Field Kit, jedoch mit Elektrode InLab Solids Pro-IP67	
Seven2Go Pro S8-Fluorid Kit	10 50 02945
wie S8-Field Kit, jedoch mit Elektrode perfectION Fluoride	
Ersatz-Elektroden: siehe Seite XXX	
Weiteres Zubehör auf Anfrage!	

③ Tragbares pH-/mV-Messgerät Seven2Go S2

Intuitives Routinegerät (IP67) für die mobile pH-Messung in Labor, Produktion und Freiland mit großer Funktionsbreite.

- sehr einfache, intuitive Bedienung, robustes und ergonomisches Design
- großes Multifunktions-Display: alles auf einen Blick
- ISM® (intelligentes Sensor-Management)
- Datenlogger für 200 Datensätze
- 5-Punkt-Kalibration, autom. Puffererkennung/4 vordefinierte, 1 frei definierte Puffergröße
- automatische, zeitgesteuerte- oder manuelle Messwerterfassung
- wasser- und staubgeschützt (IP67)
- Betrieb: AA Batterien oder wiederaufladbare Akkus

Technische Daten:

pH-Messbereich:	0,00 – 14,00 / 0,01
mV-Messbereich:	-1999 – 1999 mV / 1
Temperaturbereich °C:	-5 – 105°C, Auflösung 0,1°C



Artikel	Best.-Nr.
Seven2Go S2-Meter	10 50 02951
Messgerät, Elektroden-Clip, Handriemen, Batterie, Zertifikat	
Seven2Go S2-Standard Kit	10 50 02952
wie S2-Meter, zzgl. Elektrode Expert Pro-ISM-IP67, Set Kalibrierpuffer (Beutel), Probenflaschen	
Seven2Go S2-Field Kit	10 50 02953
wie S2-Standard Kit, zzgl. Feldkoffer	
Seven2Go S2-Food Kit	10 50 02954
wie S2-Field Kit, jedoch mit Elektrode InLab Solids Pro-IP67	
Seven2Go S2-Basic Kit	10 50 02955
wie S2-Field Kit, jedoch Elektrode InLab Versatile Pro	

Ersatz-Elektroden: siehe Seite XXX

Weiteres Zubehör auf Anfrage!

