

neochrom® Chromatographie-Vials ND8, neoLab®
neochrom® Chromatography Vials ND8



Rollrandfläschchen ND8

Für fast alle gängigen Autosamplern. Aus Borosilikatglas der 1. hydrolytischen Klasse.

Ausführung	Volumen ml	Höhe x Ø mm	Best.-Nr.	VE St./Pack
① Klarglas, flacher Boden	0,8	30 x 8,2	10 01 70600	100
② Klarglas, flacher Boden	0,7	40 x 7	10 01 70601	100
③ Braunglas, flacher Boden	0,7	40 x 7	10 01 70602	100
④ Klarglas, runder Boden	0,3	31,5 x 5,5	10 01 70603	100
⑤ Klarglas, konisch	0,3	31,5 x 5,5	10 01 70604	100
⑥ Klarglas, flacher Boden	1,2	40 x 8,2	10 01 70605	100
⑦ Braunglas, flacher Boden	1,2	40 x 8,2	10 01 70606	100
⑧ Klarglas, konisch	0,7	40 x 7	10 01 70607	100
⑨ Braunglas, konisch	0,4	30 x 7	10 01 70609	100



Alu-Bördelverschlüsse ND8

Farblos lackiert, mit Loch 4 mm. Verschlüsse mit unterschiedlichen Septen.

Septum	Shore-Härte	Dicke mm	Best.-Nr.	VE St./Pack
⑩ Naturkautschuk rot-orange/TEF transparent, geprüfte Agilent-Qualität	60° shore A	1,0	10 01 70610	100
⑪ Naturkautschuk rot-orange/TEF transparent	60° shore A	1,0	10 01 70611	100
⑫ Red Rubber/PTFE beige	45° shore A	1,0	10 01 70623	100
⑬ Silikon weiß/PTFE rot	45° shore A	1,0	10 01 70612	100
⑭ PTFE rot/Silikon weiß/PTFE rot	45° shore A	1,0	10 01 70613	100
⑮ PTFE virginal	53° shore D	0,25	10 01 70615	100



Gewindefläschchen ND8, enge Öffnung

Für fast alle gängigen Autosamplern. Aus Borosilikatglas der 1. hydrolytischen Klasse.

Ausführung	Volumen ml	Höhe x Ø mm	Best.-Nr.	VE St./Pack
⑰ Klarglas	2,0	32 x 12	10 01 81100	100
⑱ Klarglas, mit Schriftfeld	2,0	32 x 12	10 01 81101	100
⑲ Braunglas	1,5	32 x 11,6	10 01 70657	100
⑲ Braunglas, mit Schriftfeld	2,0	32 x 12	10 01 81102	100
⑲ Klarglas, konisch	1,1	32 x 11,6	10 01 70659	100



Mikroinserte für Gewindefläschchen ND8

Mikroinserte für Fläschchen mit enger Öffnung. Aus Borosilikatglas der 1. hydrolytischen Klasse.

Ausführung	Volumen ml	Höhe x Ø mm	Best.-Nr.	VE St./Pack
⑳ Konisch, 15 mm Spitze	0,1	31 x 5	10 01 70660	100
㉑ Flacher Boden	0,2	31 x 5	10 01 70661	100
㉒ Konisch mit Polymerfuß	0,1	29 x 5	10 01 70662	100
㉓ Konisch, 9 mm Spitze	0,1	31 x 5	10 01 70663	100
㉔ Konisch	0,05	27,5 x 4	10 01 70664	100
㉕ Metallfeder		36 x 5	10 01 70665	100



Schraubverschlüsse ND8

Schwarze Schraubverschlüsse ND8 aus PP, mit Gewinde 8-425. Verschlüsse mit unterschiedlichen Septen.

Septum	Ausführung	Shore-Härte	Dicke mm	Best.-Nr.	VE St./Pack
㉖ Naturkautschuk rot-orange/TEF transp.	mit Loch	60° shore A	1,3	10 01 70666	100
㉗ Butyl rot/PTFE grau	mit Loch	55° shore A	1,3	10 01 70667	100
㉘ Red Rubber/PTFE beige	mit Loch	45° shore A	1,0	10 01 81300	100
㉙ Silikon weiß/PTFE rot	mit Loch	45° shore A	1,3	10 01 70668	100
㉚ PTFE rot/Silikon weiß/PTFE rot	mit Loch	45° shore A	1,0	10 01 70669	100
㉛ Silikon creme/PTFE rot	mit Loch	55° shore A	1,5	10 01 81301	100
㉜ Silikon weiß/PTFE rot, geschlitzt	mit Loch	45° shore A	1,3	10 01 81302	100
㉝ Butyl rot/PTFE grau	geschlossen	55° shore A	1,3	10 01 70872	100
㉞ Naturkautschuk rot-orange/TEF transp.	geschlossen	60° shore A	1,3	10 01 70873	100
㉟ Silikon weiß/PTFE rot	geschlossen	45° shore A	1,3	10 01 70874	100

