

## Laborflaschen mit Gewinde, braun, DURAN®, DURAN Group / IDL Laboratory Bottles with Thread, Amber, DURAN®



**Laborflaschen mit Teilung, ohne Verschluss, ISO 4796-1, mit Retrace Code (Chargen-**  
zertifikat via Internet). Neutralglas / Glasart 1 / nach USP/EP/JP.

Lichtschutz bis zu einer Lichtwellenlänge bis 500 nm. Rein äußerliches Auftragen der  
Farbe gewährleistet unveränderte DURAN® Eigenschaften im Inneren der Flasche.

Vol. ml	Gewinde GL	A.-Ø mm	Höhe mm	Best.-Nr.	St.	VE St./Pack
10 <sup>2)</sup>	25	36	50	<b>10 21 10608</b>	1-9	10
10 <sup>3)2)</sup>	25	36	50	<b>10 21 10609</b>	1-9	10
25 <sup>2)</sup>	25	36	70	<b>11 21 80614</b>	1-9	10
50	32	46	87	<b>11 21 80617</b>	1-9	10
100 <sup>1)</sup>	45	56	100	<b>11 21 80624</b>	1-9	10
150 <sup>1)</sup>	45	62	110	<b>10 21 10629</b>	1-9	10
250 <sup>1)</sup>	45	70	138	<b>11 21 80636</b>	1-9	10
500 <sup>1)</sup>	45	86	176	<b>11 21 80644</b>	1-9	10
750 <sup>1)</sup>	45	95	203	<b>10 21 10651</b>	1-9	10
1000 <sup>1)</sup>	45	101	225	<b>11 21 80654</b>	1-9	10
2000 <sup>1)</sup>	45	136	260	<b>11 21 80663</b>	1-9	10
3500	45	160	295	<b>10 21 10669</b>		1
5000	45	182	330	<b>11 21 80673</b>		1
10000	45	227	410	<b>11 21 80686</b>		1
20000	45	288	505	<b>11 21 80691</b>		1

! Preis pro Stück bei Abnahme kompletter Verpackungseinheiten (VE).

1) Eine ringförmige Verstärkung an der Schulter der Flaschen von 100 bis 2000 ml macht  
die Füllhöhe des Nenninhaltes sichtbar.

2) Mit speziell geformtem Glasrand zum besseren Außgießen (damit entfällt ein zusätzli-  
cher Außgießring aus Kunststoff).

3) Komplet

**Achtung:** Beim Autoklavieren darf die Schraubkappe nur lose auf die Flasche aufgesetzt  
werden (nicht verschließen).

**Hinweis:** Die Artikel gibt es z.B. auch mit Verschluss.

