

Becher aus Kunststoff, BRAND Beakers made of Plastic



① Becher, niedrige Form, PP

Sehr gut durchscheinend, mit blau gedruckter Graduierung. Nach ISO 7056. Mit Teilung, Bördelrand und Ausguss. Um die Graduierung zu schonen, wird die Reinigung bis max. 60°C empfohlen.

Volumen ml	Teilung ml	H mm	Ø max. mm	Best.-Nr.	St.	VE St./Pack
10 ¹⁾	2	36	30	10 49 87602	1-11	12
25	5	50	38	10 49 89420	1-11	12
50	10	60	47	10 49 89428	1-11	12
100	10	70	55	10 49 89438	1-11	12
150 ¹⁾	20	80	66	10 49 87610	1-11	12
250	25	95	77	10 49 89448	1-5	6
400 ¹⁾	50	112	87	10 49 89452	1-5	6
500	50	118	94	10 49 89454	1-5	6
600 ¹⁾	50	127	100	10 49 89456	1-5	6
1000	100	147	120	10 49 89462	1-5	6
2000	200	187	149	10 49 89464	1-5	6
3000 ¹⁾	250	212	170	10 49 89466	1-3	4
5000	500	247	203	10 49 89470	1-3	4

① Preis pro Stück bei Abnahme kompletter Verpackungseinheiten (VE).

¹⁾ In Ergänzung zu ISO 7056



② Becher, niedrige Form, PMP

Glasklar, mit blau gedruckter Graduierung. Nach ISO 7056. Mit Teilung, Bördelrand und Ausguss. Um die Graduierung zu schonen, wird die Reinigung bis max. 60°C empfohlen.

Volumen ml	Teilung ml	H mm	Ø max. mm	Best.-Nr.	St.	VE St./Pack
10 ¹⁾	2	36	30	10 49 87502	1-11	12
25	5	50	38	23 49 89369	1-11	12
50	10	60	47	23 49 89376	1-11	12
100	10	70	55	23 49 89380	1-11	12
150 ¹⁾	20	80	66	10 49 87510	1-11	12
250	25	95	77	23 49 89386	1-5	6
400 ¹⁾	50	112	87	23 49 89387	1-5	6
500	50	118	94	23 49 89390	1-5	6
600 ¹⁾	50	127	100	23 49 89391	1-5	6
1000	100	147	120	23 49 89395	1-5	6
2000	200	187	149	23 49 89396	1-5	6
3000 ¹⁾	250	212	170	23 49 89397	1-3	4
5000	500	247	203	23 49 89398	1-3	4

① Preis pro Stück bei Abnahme kompletter Verpackungseinheiten (VE).

¹⁾ In Ergänzung zu ISO 7056

