

Stativplatten, DIN 12892, BOCHEM Standbases, DIN 12892

3 feststehende Füße, 1 justierbarer Fuß, Bohrung mit Gewinde M 10

① Stativplatten aus 18/10-Stahl

Füße mit rutschfestem Gummibelag

L	B	H	Gew.	Best.-Nr.
mm	mm	mm	kg	
210	130	3	1,6	31 05 05000
250	160	3	1,9	31 05 05001

L	B	H	Gew.	Best.-Nr.
mm	mm	mm	kg	
300	150	3	2,0	31 05 05002
315	200	3	2,4	31 05 05003

② Stativplatten aus Stahl, grün lackiert

Gewinde M 10, 1 Fuß verstellbar, Füße mit Plastikschrutzkappen

L	B	H	Gew.	Best.-Nr.
mm	mm	mm	kg	
180	100	6	0,8	10 05 05030
210	130	6	1,3	31 05 05031
250	160	6	2,0	31 05 05032
300	150	6	2,2	31 05 05033
315	200	6	3,0	31 05 05034

L	B	H	Gew.	Best.-Nr.
mm	mm	mm	kg	
210	130	8	1,8	31 05 05035
250	160	8	2,6	31 05 05036
315	200	8	4,0	31 05 05037
315	200	10	5,0	31 05 05038

③ Buchsen für alle Stativstangen

für Stäbe ohne Gewinde

Material	Best.-Nr.
18/10-Stahl, Ø 12 mm	31 05 05014
Temperguss lackiert, Ø 12/13 mm	31 05 05044

