

Stativmuffen, DIN 12895, BOCHEM Clamp Holders/Frame Clamps, DIN 12895

Verschiedene Schraubentypen:

- Typ 1: Lappenschraube M8/M10
- Typ 2: Herzaugenschraube M6/M8
- Typ 3: Inbusschraube M6/M8
- Typ 4: Sicherheitsschraube „Herz“ M8
- Typ 5: Sicherheitsschraube „Lappen“ M10

Artikel	Best.-Nr.
① Doppelmuffe 18/10-Stahl, Spannweite 16,5 mm, Typ 2, M6	31 05 05300
Sicherheits-Doppelmuffe 18/10-Stahl, Spannweite 16,5 mm, wie Bild 1, Typ 4, M8	31 05 05305
Doppelmuffe Temperguss, verchromt, Spannweite 16,5 mm, Typ 1, M8	31 05 05360
Doppelmuffe Temperguss, verchromt, Spannweite 20 mm, Typ 1, M8	31 05 05359
Doppelmuffe Temperguss, verchromt, Spannweite 36 mm, Typ 1, M8	31 05 05369
Sicherheits-Doppelmuffe Temperguss, verchromt, Spannweite 16,5 mm, wie Bild 1, Typ 4, M8	31 05 05365
② Kreuzdoppelmuffe 18/10-Stahl, Spannweite 16,5 mm, Typ 2, M6	31 05 05301
Sicherheits-Kreuzmuffe 18/10-Stahl, Spannweite 16,5 mm, wie Bild 2, Typ 4, M8	31 05 05306
Kreuzdoppelmuffe Temperguss, verchromt, Spannweite 16,5 mm, Typ 1, M8	31 05 05361
Sicherheits-Kreuzmuffe Temperguss, verchromt, Spannweite 16,5 mm, wie Bild 2, Typ 4, M8	31 05 05366
③ Drehbare Doppelmuffe 18/10-Stahl, Spannweite 16,5 mm, Typ 2, M6	31 05 05302
Drehbare Doppelmuffe Temperguss, verchromt, Spannweite 16,5 mm, Typ 1, M8	31 05 05362
④ Gittermuffe 18/10-Stahl, Spannweite 13 mm, Typ 2, M6	31 05 05303
Gittermuffe Temperguss, verchromt, Spannweite 13,5 mm, Typ 2, M6	31 05 05363
⑤ Hakenmuffe 18/10-Stahl, Spannweite 13 mm, Typ 2, M8	31 05 05304
Hakenmuffe Stahl, vernickelt, Spannweite 13 mm, Typ 2, M8	31 05 05364
⑥ Doppelmuffe Aluminium, Spannweite 16,5 mm, Typ 1, M8	31 05 05332
Sicherheits-Doppelmuffe Aluminium, Spannweite 16,5 mm, wie Bild 6, Typ 4, M8	31 05 05337
⑦ Universalmuffe Aluminium, Spannweite 13 mm, Typ 1, M8	31 05 05334
⑧ Doppelkreuzmuffe Alu-Legierung, Spannweite 16,5 mm, Typ 1, M8	31 05 05350
Sicherheits-Doppelkreuzmuffe Alu-Legierung, Spannweite 16,5 mm, wie Bild 8, Typ 4, M8	31 05 05356
Doppelkreuzmuffe Alu-Legierung, Spannweite 27 mm, Typ 1, M10	31 05 05352
Sicherheits-Doppelkreuzmuffe Alu-Legierung, Spannweite 27 mm, wie Bild 8, Typ 5, M10	31 05 05357
⑨ Sicherheitsschraube M8 aus Edelstahl mit drehbarem Stahlknopf, Typ 4, Länge 65 mm	10 05 55250



WWQ7J008

