

LABOMECA®-3- und 4-Fingerklemmen, BOCHEM LABOMECA® 3- and 4-Finger Clamps



WWQ7J016



Dreifingerklemmen

	Material	Schaft	Spannweite mm	Stab-Ø mm	Stab-L mm	Best.-Nr.
①	Alu-Legierung	flexibel	0 – 30	8	220	31 05 26007
②	Alu-Legierung/PVC ¹⁾		12 – 100	12	140	31 05 26003

Vierfingerklemmen

	Material	Spannweite mm	Stab-Ø mm	Stab-L mm	Best.-Nr.
③	18/10-Stahl/Silikon ¹⁾	35 – 100	12	140	31 05 26004

¹⁾ Spannweite durch zwei Stellschrauben unabhängig voneinander regelbar.

