

Handschuhe für Glove-Boxen, WINLAB® Gloves for Glove Boxes



WW5PT042

WINLAB®

In drei Materialien: Latex, Neopren, Butyl.

Für die meisten Handschuhkästen (Glove-Boxen) passende Arbeitshandschuhe, 750 mm Gesamtlänge, geeignet für Glove-Box Manschetten im Durchmesser von 186 mm. Stärke der Handschuhe 6/10 mm.

Materialien

Latex:

allgemeine Beständigkeit¹⁾ gegenüber mittel- und schwach konzentrierten Säuren, verdünnten Laugen, sowie einigen ketonischen Lösungsmitteln

Neopren:

mittlere Gasundurchlässigkeit, beständig gegenüber Säuren und Laugen, Ölen, eingeschränkt beständig bei aliphatischen Lösungsmitteln

Butyl:

weitgehend gasundurchlässig, beständig gegenüber Ozon, Säuren und Laugen sowie ketonischen Lösungsmitteln

¹⁾ Die hier abgegebenen Einsatzempfehlungen sind orientierend! Sie stellen keine absoluten Beständigkeiten dar. Hinsichtlich spezifischer Beständigkeiten fragen Sie bitte bei Ihrem Fachhändler nach.



Material	Gr.	Best.-Nr.
Latex	8	36 43 11118
Latex	9	36 43 11119
Neoprene	8	36 43 11128
Neoprene	9	36 43 11129

Material	Gr.	Best.-Nr.
Butyl	8	36 43 11138
Butyl	9	36 43 11139

