

Woulff'sche Flasche, Rettberg Woulfe Bottles

Woulff'sche Flasche, Erlenmeyer-Form aus Borosilikatglas 3.3 (5000 ml Flaschenform), starkwandig gefertigt, für Vakuumarbeiten, mit Kunststoff-Überzug als Splitter- und Implosionsschutz, Glaseinsatz mit abschraubbaren Kunststoffoliven (PP), Zwischenstück mit Belüftungsventil, Uhrmanometer mit 2 Skalenbereichen (1000 bis 0 mbar, 760 bis 0 mm Hg). Auch mit seitlichem Rückschlagventil lieferbar.

Volumen ml	Durchmesser mm	Ausführung	
		ohne Rückschlagventil Best.-Nr.	mit Rückschlagventil Best.-Nr.
500	110	12 70 42044	10 70 42144
1000	140	12 70 42054	10 70 42154
2000	170	12 70 42063	10 70 42163
3000	165	10 70 00089	10 70 42164
5000 ¹⁾	185	12 70 42073	10 70 42173
10000 ¹⁾	240	12 70 42086	10 70 42186
15000 ¹⁾	255	12 70 42088	10 70 42188
20000 ¹⁾	290	12 70 42091	10 70 42191

¹⁾ Flaschen-Form



WWQVD134

rettberg.biz
GLASAPPARATEBAU • LABORATORY GLASSWARE

