

Destilliervorlagen, Rettberg Distilling Receivers

Destilliervorlagen nach Bredt

schräger Vorstoß, mit 4 Kolben, inkl. Klemmen, Borosilikatglas 3.3.

seitl. Hülse NS	senkr. Schliffe NS Kern/Hülse	Kolben-Schliff NS	Kolben-Vol. ml	Best.-Nr.
14/23	14/23 / 14/23	14/23	25	13 40 91112
14/23	14/23 / 14/23	14/23	50	13 40 91115
29/32	29/32 / 29/32	14/23	100	13 40 91110

Einzelteile

Artikel	Best.-Nr.
Vorstoß mit 1 Hülse NS 14/23 und 1 Kern NS 14/23	13 40 91214
Vorstoß mit 1 Hülse NS 29/32 und 1 Kern NS 29/32	13 40 91229
Verteiler mit 1 Hülse NS 14/23 und 4 Kernen NS 14/23	13 40 91234
Verteiler mit 1 Hülse NS 29/32 und 4 Kernen NS 14/23	13 40 91239
Kolben NS 14/23, Inhalt 25 ml	13 40 20114
Kolben NS 14/23, Inhalt 50 ml	13 40 20117
① Kolben NS 14/23, Inhalt 100 ml	13 40 20124
Kolben NS 14/23, Inhalt 250 ml	13 40 20136

rettberg.biz
GLASAPPARATEBAU • LABORATORY GLASSWARE



WWQVD087

①

