

Tip-Box mit Pipettenspitzen aus PP, VITLAB Tip-Box with Pipette Tips, PP

① Tip-Box gefüllt mit Pipettenspitzen aus PP, palettiert, unsteril

Box aus PP, mit funktionalem Klapp-/Stülpdeckel. Für alle Volumengrößen bis inklusive 1000 µl im praktischen 8x12 Format. Die Pipettenspitzen sind CE-gezeichnet gemäß IVD-Richtlinie 98/79/EG. Box und Spitzen sind autoklavierbar bei 121°C (2 bar) nach DIN EN 285.

Volumen µl	Verpackungsart	Best.-Nr.	VE St./Pack
0,5 – 20	5 Boxen à 96 Spitzen auf grauer Trägerplatte	10 85 31493	5
2 – 200	5 Boxen à 96 Spitzen auf gelber Trägerplatte	10 85 31494	5
50 – 1000	5 Boxen à 96 Spitzen auf blauer Trägerplatte	10 85 31498	5



② Tip-Box gefüllt mit Pipettenspitzen aus PP, palettiert, unsteril

Box aus PP, mit Stülpdeckel. Gefüllt mit 5 ml Spitzen (28 Stück) oder 10 ml Spitzen (18 Stück). Die Pipettenspitzen sind CE-gezeichnet gemäß IVD-Richtlinie 98/79/EG. Box und Spitzen sind autoklavierbar bei 121°C (2 bar) nach DIN EN 285.

Volumen ml	Verpackungsart	Best.-Nr.
0,5 – 5	1 Box à 28 Spitzen auf naturfarbener Trägerplatte	10 85 31502
1 – 10	1 Box à 18 Spitzen auf naturfarbener Trägerplatte	10 85 31509

