

Pasteurpipetten, Natron-Kalk-Glas, BRAND Pasteur Pipettes Glass, Soda-lime Glass

Natron-Kalk-Glas. ISO 7712. Lang ausgezogene, feine Spitze. Saugrohrrende mit Verengung für Wattestopfen.

Saugvolumen: 1,5 ml
Innen-Ø Spitze: 1 mm
Außen-Ø: 7 mm
Länge Saugrohr: 25 mm

Spitze mm	Länge mm	Best.-Nr.	VE St./Pack
45	145	10 49 47715	1000
120	225	10 49 47720	1000
160	270	10 49 47725	1000
210	310	10 49 47730	1000

