

Messkolben, PP, Klasse B, ISOLAB Volumetric Flasks, PP, Class B



WWWUE001

ISOLAB
Laborgeräte GmbH

Messkolben aus Polypropylen (PP) werden hergestellt nach DIN EN ISO 1042 mit hoher Transparenz und hoher Beständigkeit gegen Chemikalien und Hitze und nach der Norm DIN/ISO-Klasse „B“ kalibriert.

Klare Kolben sind aus sehr klarem Polypropylen hergestellt, was zu hoher Transparenz und klarer Anzeige der Meniskus-Line führt. Braune Kolben werden aus Polypropylen mit spezieller Zusammensetzung hergestellt, die das Eindringen von UV-Licht verhindert, aber immer noch hohe Durchsichtigkeit bietet.

Alle Volumennmesskolben werden mit einem auslaufsicheren PE Stopfen geliefert, der perfektes Schließen gewährleistet. Für gleichbleibende Genauigkeit sollten die Flüssigkeiten nicht über 60°C erhitzt werden oder länger direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.

Volumen ml	Hals NS	Klare Kolben Best.-Nr.	Braune Kolben Best.-Nr.
25	10/19	10 66 40001	10 66 40011
50	12/21	10 66 40002	10 66 40012
100	14/23	10 66 40003	10 66 40013
250	14/23	10 66 40004	10 66 40014
500	19/26	10 66 40005	10 66 40015
1000	24/29	10 66 40006	10 66 40016

