

Kolbenpumpen, Welch Vacuum Piston Pumps

Kolbenpumpen sind ein zuverlässiger Partner für physikalische Anwendungen und Prozessen mit Dämpfen. Aufgrund ihrer Verwendung als Vakuumpumpe oder Kompressor werden sie in den verschiedensten Applikationen wie z.B. der Filtration, Gasprobenentnahme, Vakuumtrocknung und Automatisierungstechnik eingesetzt. Mit Hilfe der integrierten Manometer können zudem die Vakuum- und Druckwerte permanent überwacht werden. Sie sind nur für trockene oder wässrige Dampfanwendungen geeignet.

Vorteile:

- Trockenlaufende Technologie für physikalische Anwendungen
- Als Vakuumpumpe und Kompressor einsetzbar
- Saugseitiges Regulierventil mit Manometer
- Druckseitiges Regulierventil mit Manometer bei Modellen mit Kompressorfunktion
- Kondensat-Vorabscheider zum Schutz der Pumpe vor Flüssigkeitsdurchsatz
- Schalldämpfer für leisen Lauf
- Gerätefüße mit Saugnäpfen für Standsicherheit am Arbeitsplatz

Lieferumfang:

WOB-L Kolbenpumpe mit manuellem Druckregler, Vakuum- bzw. Druckmanometer, Auspuffschalldämpfer, Flüssigkeits-Vorabscheider und Geräteanschlusskabel.

Anschluss: 230V 50/60 Hz

	①		②	
Typ	2522	2534	2546	2581
Enddruck total mbar	133	93	80	6,7
Sauglsg. 50/60 Hz m³/h	1,1/1,3	1,7/2,0	2,3/2,7	4,9/5,9
Überdruck max. bar	7,9	5,8	5,2	–
B × T × H mm	206×224×254	206×224×254	254×191×229	432×191×305
Gewicht kg	5,3	5,3	6,3	11,2
Best.-Nr.	10 92 42522	10 92 42534	10 92 42546	10 92 42581

webcode  WW2MB015

WELCH
by Gardner Denver

