

Kühlbrutschränke / Lager-Kühlbrutschränke, Memmert Cooled Incubators / Storage Cooled Incubators



memmert

Typenreihe ICP / ICPeco mit Kompressorkühlung und TwinDISPLAY (eine ausführliche Beschreibung der Modellvariante finden Sie auf Seite XXX)

Die Kompressor-Kühlbrutschränke mit dem einzigartigen ControlCOCKPIT für die schnelle und intuitive Bedienung. Ideal bei Temperaturen um den Gefrierpunkt und darunter. Für schnelle und präzise Wechsel von Aufheiz- und Abkühlphasen im Rampenbetrieb. Geräuscharm!

Turbulenzfreie motorische Innenluftumwälzung, Trennung des Thermomantels vom Innenraum, dadurch kein Austrocknen des Beschickungsgutes durch den Verdampfer. Hocheffiziente Abtau-Automatik. Segmentabhängige Steuerung der motorischen Innenluftumwälzung in 10% Schritten (von 10 bis 100%). 2 Edelstahl-Gitterroste werden mitgeliefert.

Typenreihe IPP (SingleDISPLAY) und IPPplus (TwinDISPLAY) mit Peltier-Technik (eine ausführliche Beschreibung der beiden Modellvarianten finden Sie auf Seite XXX)

Die Kühlbrutschränke mit dem einzigartigen ControlCOCKPIT für die schnelle und intuitive Bedienung. Mit Peltier-Technik übergangslos heizen und kühlen in nur einem System. Umweltfreundlich und energiesparend. Erschütterungsarm und nahezu geräuschos.

Innenluft-Zwangsumwälzung durch Peltier-Umluftventilator. Energiesparendes, kältemittelfreies Peltier-Heiz-/Kühlsystem (Wärmepumpenprinzip). Je 1 Edelstahl-Gitterrost wird mitgeliefert bei den Größen 30 und 55; bei den Größen 110 bis 750 sind es 2 Edelstahl-Gitterroste.

Typenreihe IPS mit Peltier-Technik und SingleDISPLAY (eine ausführliche Beschreibung der Modellvariante finden Sie auf Seite XXX)

Probenlagerung, Bebrüten und Kühlen in Nahrungsmittelindustrie, Medizin, Kosmetikindustrie oder Pharmazie: Die Lager-Kühlbrutschränke mit Peltier-Elementen heizen und kühlen übergangslos in einem System.

Innenluft-Zwangsumwälzung durch Peltier-Umluftventilator. Energiesparendes, kältemittelfreies Peltier-Heiz-/Kühlsystem (Wärmepumpenprinzip). 2 Edelstahl-Gitterroste werden mitgeliefert.

Technische Daten:

Typenreihe ICP/ ICPeco

Arbeitstemperaturbereich: -12°C bis +60°C
Nicht zum dauerhaften Lagern bei Minustemperaturen geeignet.
Bei Dauerbetrieb kann eine Vereisung der Glastür auftreten.
Einstelltemperaturbereich: -12°C bis +60°C
Einstellgenauigkeit: 0,1°C
Elektrischer Anschluss: 230 V, 50 Hz (andere Spannungen auf Anfrage)

Typenreihe IPP/ IPPplus

Arbeitstemperaturbereich ohne Licht: 0°C (mind. 20°C unter Raumtemperatur) bis +70°C
Arbeitstemperaturbereich mit Licht: +10°C bis +40°C
Einstelltemperaturbereich: 0°C bis +70°C
Einstellgenauigkeit: 0,1°C
Elektrischer Anschluss: 230 V, 50/60 Hz (andere Spannungen auf Anfrage)

Typenreihe IPS

Arbeits-/Einstelltemperaturbereich: +14°C bis +45°C
Einstellgenauigkeit: 0,1°C
Elektrischer Anschluss: 230 V, 50/60 Hz (andere Spannungen auf Anfrage)

Typenreihe ICP/ICPeco

Typ	A.-B x H x T	I.-B x H x T	Vol.	Gew.	Lstg.-Aufn.	Best.-Nr.
	mm	mm	l	kg	ca. W	
ICP110	745x1233x584	560x480x400	108	113	1200	10 26 01101
ICP260	824x1552x684	640x800x500	256	157	1200	10 26 02602
ICP450	1224x1467x784	1040x720x600	449	217	1200	10 26 04501
① ICP750	1224x1950x784	1040x1200x600	749	249	1200	10 26 07501
ICP110eco	745x1233x584	560x480x400	108	113	1200	10 26 01106
ICP260eco	824x1552x684	640x800x500	256	157	1200	10 26 02606
ICP450eco	1224x1467x784	1040x720x600	449	217	1200	10 26 04506
ICP750eco	1224x1950x784	1040x1200x600	749	249	1200	10 26 07506

Außenmaße: Tiefe ohne Türgriff, Tiefe des Türgriffs 56 mm
Innenmaße: Tiefe abzüglich 33 mm für Lüfter



Typenreihe IPP/IPPplus

Typ	A.-B × H × T	I.-B × H × T	Vol. ca. l	Gew. ca. kg	Lstg.-Aufn. ca. W	Best.-Nr.
	mm	mm				
IPP30	585×704×506	400×320×250	32	40	140	10 26 00303
IPP55	585×784×586	400×400×330	53	52	275	10 26 00553
IPP110	745×864×656	560×480×400	108	78	550	10 26 01103
IPP260	824×1183×756	640×800×500	256	114	820	10 26 02603
IPP410	824×1720×756	640×1200×500	384	157	1030	10 26 04103
IPP750	1224×1720×856	1040×1200×600	749	230	1300	10 26 07503
IPP1060	1124×1720×1107	1040×1200×850	1060	255	1500	10 26 01063
IPP30plus	585×704×506	400×320×250	32	40	140	10 26 00304
IPP55plus	585×784×586	400×400×330	53	52	275	10 26 00554
IPP110plus	745×864×656	560×480×400	108	78	550	10 26 01104
② IPP260plus	824×1183×756	640×800×500	256	114	820	10 26 02604
IPP410plus	824×1720×756	640×1200×500	384	157	1030	10 26 04104
IPP750plus	1224×1720×856	1040×1200×600	749	230	1300	10 26 07504
IPP1060plus	1124×1720×1107	1040×1200×850	1060	255	1500	10 26 01066

Außenmaße: Tiefe ohne Türgriff, Tiefe des Türgriffs 56 mm

Innenmaße: Tiefe abzüglich 10 mm für Lüfter - Peltier

Typenreihe IPS

Typ	A.-B × H × T	I.-B × H × T	Vol. ca. l	Gew. ca. kg	Lstg.-Aufn. ca. W	Best.-Nr.
	mm	mm				
IPS260	824×1183×754	640×800×500	256	113	550	10 26 02605
③ IPS750	1224×1720×856	1040×1200×600	749	230	550	10 26 07505

Außenmaße: Tiefe ohne Türgriff, Tiefe des Türgriffs 56 mm

Innenmaße: Tiefe abzüglich 10 mm für Lüfter - Peltier

Zubehör

Edelstahl-Gitterroste (Standardausführung: Größen 30 und 55: 1 Stück, Größen 110 bis 750: 2 Stück)

für Typ	Anz. max.	Best.-Nr.	für Typ	Anz. max.	Best.-Nr.
30	3	10 26 01551	260	9	10 26 01556
55/75	4/6	10 26 01552	450/410/750	8/14/14	10 26 01557
110/160	5/8	10 26 05008			

Edelstahl-Lochbleche

für Typ	Anz. max.	Best.-Nr.	für Typ	Anz. max.	Best.-Nr.
30	3	10 26 01561	260	9	10 26 01566
55/75	4/6	10 26 01562	450/410/750	8/14/14	10 26 01567
110/160	5/8	10 26 04031			

Eine umfangreiche Auswahl an Zubehören und Optionen erhalten Sie gerne auf Anfrage.

Technische Änderungen vorbehalten: Maßangaben sind unverbindlich.

Alle Leistungsdaten sind typische Mittelwerte für Seriengeräte.

