

Temperatur- und Feuchtigkeitskammer, LAT Temperature and Humidity Chamber



WWW4U106



Stabilitätskammer mit Rahmen sind ideal für ICH Q1A-Stabilitätstests.

Haltbarkeit, Verpackungsprüfung, beschleunigte Alterung für eine Vielzahl von Anwendungen einschließlich pharmazeutischer Produkte / Verpackungen; Medizinische Produkte / Verpackung; Körperpflegeprodukte; Verbraucher; Produkte und Forschung.

Serienausstattung

- Mikroprozessor-PID mit Farb-Touchscreen 9"
- Echtzeit-Temperatur- / Feuchtigkeitsdiagramm
- Steckplatz SD-Karte für Speicherdaten
- Passwortgeschützter Netzschalter und Einstellungen
- Visuelle und akustische Alarmer
- Data Logger mit USB port

Optionales Zubehör

- Wasserbehälter
- Innere Glastür
- Sicherheitsthermostat
- Notfall-Batterie
- LAN-Anschluss

Technische Daten:

Temperatur: +10°C bis +60°C
Feuchtigkeitsbereich: 20°C bis 90°C
Taupunkt: 5°C bis 50°C
UR-Stabilität: ± 3% bis 5%

Modell	Vol. l	Anz. Regale	B × T × H mm	Best.-Nr.
PH 45	450	3	700×1000×1730	10 20 11045
PH 70	700	4	700×1000×1990	10 20 11170
PH 140	1400	8	1400×1000×1990	10 20 11140

