

LAUDA Loop – Thermoelektrische Umwälzthermostate, LAUDA LAUDA Loop – Thermoelectric circulation thermostats

Die Gerätelinie LAUDA Loop umfasst zwei thermoelektrische (Peltier-) Umwälzthermostate zur externen Temperierung. Einsatzbereiche des Thermostaten sind Laboranwendungen wie beispielsweise die Temperierung von Refraktometern, Polarimetern, Elektrophoresekammern, oder kleiner Bioreaktoren.

- Geringer Platzbedarf
- Energieeffizient
- Keine Kältemittel
- Heizen und Kühlen mit gleicher Komponente, gute Regelgenauigkeit von $\pm 0,1$ K
- RS-232-Schnittstelle serienmäßig integriert
- Geringer Servicebedarf
- Geringes Gewicht
- Vibrationsarmer und leiser Betrieb
- 3-Tasten-Bedienung mit leucht- und kontraststarkem OLED-Display
- Eine Spannungsvariante weltweit einsetzbar: 100 – 230 V; 50/60 Hz

Technische Daten:

Temperaturbereich: 4 – 80°C

Temperaturkonstanz: $\pm 0,1$ K

	Typ	Kälteleistung bei 20°C kW	Heizleistung kW	B × T × H mm	Best.-Nr.
①	L 100	0,1	> 0,1	175×300×265	10 23 39100
②	L 250	0,25	> 0,25	260×370×315	10 23 39250

