

Dewar-Gefäße nach DIN EN ISO 16496, KGW-Isotherm Dewar Vessels acc. to DIN EN ISO 16496

Die Dewar-Gefäße sind aus Borosilicatglas 3.3 (DIN/ISO 3585) hergestellt, versilbert und evakuiert. Die Dewar-Gefäße werden standardmäßig in einer blauen, kunststoffbeschichteten, verzinkten Eisenblech-Umhüllung geliefert.

Typ	Vol. ca. ml	Ø A ca. mm	Ø B ca. mm	Ø C ca. mm	D ca. mm	E ca. mm	Best.-Nr.
00	100	40	56	63	90	135	17 50 10300
0	200	40	56	63	170	215	17 50 10330
1	300	47	60	72	190	240	17 50 10301
2	450	47	60	72	270	310	17 50 10302
3	500	57	70	81	210	260	17 50 10303
4	750	57	70	81	310	370	17 50 10304
5	1250	57	70	81	500	550	17 50 10305
6	800	67	80	90	240	295	17 50 10306
7	1200	67	80	90	350	395	17 50 10307
8	1700	67	80	90	500	560	17 50 10308
9	1000	77	95	105	235	290	17 50 10309
10	1500	77	95	105	345	395	17 50 10310
11	2100	77	95	105	500	550	17 50 10311
12	1500	90	115	124	245	300	17 50 10312
13	2000	90	115	124	340	390	17 50 10313
14	3200	90	115	124	600	665	17 50 10314
15	1500	100	120	130	240	300	17 50 10315
16	2000	100	120	130	290	345	17 50 10316
17	4000	100	120	130	600	660	17 50 10317
18	2500	110	130	140	290	345	17 50 10318
19	5000	110	130	140	600	660	17 50 10319
20	3000	138	160	165	230	280	17 50 10320
S21	4000	138	160	165	310	375	17 50 10321
S22	8000	138	160	165	600	660	17 50 10322

