

Mehrstellen-Rührer mit integrierter Steuerung, 2mag Multiple Stirrers with Integrated Control



Technische Daten:

	MIX 6	MIX 15	MIX 15 eco
Rührstellen:	6	15	15
Rührstellenabstand:	130 mm	65 mm	65 mm
Rührmenge/	1 – 3.000 ml	1 – 3.000 ml	1 – 1.500 ml
Rührstelle:			
Drehzahlbereich:	100 – 2000 U/min	100 – 2000 U/min	120 – 1200 U/min
Rührleistung (max.):	20 W	20 W	10 W
Leistungseinstellung:	4-stufig (5/10/15/20 W)		–
Werkstoff Gehäuse:	Edelstahl		
Maße (B×T×H):	245 × 425 × 38 mm		
Gewicht:	9,0 kg		
Schutzart:	IP 65		
Betriebsspannung:	100–240 V / 50–60 Hz / 1,5 A		

2mag MIX 15

Motorloser, 100% verschleißfreier Magnetrührer mit 15 Rührstellen, für 15 × 250 ml Bechergläser (hohe Form), kräftig, breiter Drehzahlbereich von 100-2.000 rpm, 100% synchrondrehend, Leistungseinstellung (4-stufig) für hohe Leistung bei großen und viskosen Rührmengen und reduzierte Leistung für erwärmungsfreien Dauerbetrieb, Digitalanzeige, SoftStart, vergossenes Edelstahlgehäuse, leicht zu reinigen, robust und beständig, 3 Jahre Gewährleistung, Made in Germany.

Artikel	Best.-Nr.
① Mehrstellen-Magnetrührer 2mag MIX 15	10 18 53015

2mag MIX 6

Technisch wie MIX 15, jedoch mit 6 Rührstellen für 6 × 1.000 ml Erlenmeyerkolben, Rührstellenabstand 130 mm.

Artikel	Best.-Nr.
② Mehrstellen-Magnetrührer 2mag MIX 6	10 18 53006

2mag MIX 15 eco

Technisch wie MIX 15, jedoch preisoptimiert ohne Leistungseinstellung, reduziertem Leistungs-/Drehzahlbereich.

Artikel	Best.-Nr.
③ Mehrstellen-Magnetrührer 2mag MIX 15 eco	10 18 53115

2mag MIX XL

2mag MIX 12 XL

Motorloser, 100% verschleißfreier Magnetrührer mit 12 Rührstellen, für 12 × 600 ml Bechergläser (hohe Form), Kraftreserven für 3 Liter, breiter Drehzahlbereich von 100 – 1.600 rpm, 100% synchrondrehend, Leistungseinstellung (4-stufig) für hohe Leistung bei großen und viskosen Rührmengen und reduzierte Leistung für erwärmungsfreien Dauerbetrieb, Digitalanzeige, SoftStart, vergossenes Edelstahlgehäuse, leicht zu reinigen, robust und beständig, 3 Jahre Gewährleistung, Made in Germany.

2mag MIX 8 XL

Technisch wie MIX 12 XL, jedoch mit 8 Rührstellen für 8 × 600 ml Bechergläser (hohe Form).



Technische Daten:	MIX 8 XL	MIX 12 XL
Rührstellen:	8	12
Rührstellenabstand:	90 mm	
Rührmenge/Rührstelle:	1 – 3.000 ml	
Drehzahlbereich:	100 – 1.600 rpm	
Rührleistung (max.):	20 W	
Leistungseinstellung:	4-stufig (5/10/15/20 W)	
Werkstoff Gehäuse:	Edelstahl	
Maße (B×T×H):	185×420×38 mm	275×420×38 mm
Gewicht:	7,8 kg	10,2 kg
Schutzart:	IP 65	
Anschlusswert:	100–240 Volt / 50–60 Hz / 1,5 A	

Artikel	Best.-Nr.
④ Mehrstellen-Magnetrührer 2mag MIX 12 XL	10 18 53212
⑤ Mehrstellen-Magnetrührer 2mag MIX 8 XL	10 18 53208



2mag MIX 4 MS

Motorloser, 100% verschleißfreier Magnetrührer mit **4 individuell und unabhängig einstellbaren Rührstellen** (Drehzahl und An/Aus), für 4 x 2.000 ml Erlenmeyerkolben, Kraftreserven für 3 Liter, breiter Drehzahlbereich von 100 – 2.000 rpm, Digitalanzeige, SoftStart, vergossenes Edelstahlgehäuse, leicht zu reinigen, robust und beständig, 3 Jahre Gewährleistung, Made in Germany.



Technische Daten:

2mag MIX 4 MS

Rührstellen:	4
Rührstellenabstand:	140 mm
Rührmenge/Rührstelle:	1 – 3.000 ml
Drehzahlbereich:	100 – 2.000 rpm
Rührleistung (max.):	28 W (4x7 W)
Werkstoff Gehäuse:	Edelstahl
Maße (B×T×H):	245×425×38 mm
Gewicht:	9,1 kg
Schutzart:	IP 65
Anschlusswert:	100–240 Volt / 50-60 Hz / 1,5 A



Artikel	Best.-Nr.
⑥ Mehrstellen-Rührer 2mag MIX 4 MS	10 18 53404

