

Antibiotika-Testpapiere, Hahnemühle Antibiotica Test Papers



WW6PB014



Hahnemühle

Empfohlen für die Identifizierung der Erreger von Infektionskrankheiten durch die Bestimmung des Resistenzgrades gegen Antibiotika nach der Hemmhof-Methode.

- Aus ultrareinen Rohstoffen hergestellt, ohne die Verwendung von Zusätzen, daher keine Interferenzen mit den Wirkstoffen während der Inkubation
- Gleichmäßige Dicke und konstantes Absorptionsvolumen pro Blättchen

Entspricht den Vorgaben für einen Wirkstoffträger nach DIN 58940 – 2

Sorte	Ø mm	Gewicht g/m ²	Best.-Nr.	VE St./Pack
22	6	180	10 15 92206	1000
22	9	180	10 15 92214	1000
2668	6	320	10 15 96802	1000
2668	9	320	10 15 96803	1000
3324	6	280	10 15 92409	1000

