

Filtriergestelle, BÜRKLE-LaboPlast® Filtration Racks

Trichtergestelle

Erweiterbares und flexibles Trichtergestell mit Reduzier-Einsätzen für eine sichere Nutzung bei verschiedenen Trichtergrößen.

Hervorragend geeignet als Filtriergestell.

- Für zwei oder vier Trichter
- Für Trichter von 40 bis 180 mm Ø
- PP, Stahl verchromt
- Stufenlos höhenverstellbar bis 450 mm durch innovatives Magnetkonzept
- Zusätzliche Trichterhalter als Zubehör erhältlich



WWR4Q006



Artikel	Best.-Nr.
① Filtriergestell für 2 Trichter Außenmaße (L×B×H): 340 × 138 × 500 mm	24 05 13102
② Filtriergestell für 4 Trichter Außenmaße (L×B×H): 251 × 251 × 500 mm	24 05 13104

ohne das mitabgebildete Zubehör

③ Sedimentiertrichtergestell

Erweiterbares und flexibles Trichtergestell für Sedimentiertrichter ab 90 mm Durchmesser.

- Spezielle Halterungen für Sedimentiertrichter
- PP, Stahl verchromt
- Stufenlos höhenverstellbar bis 450 mm durch innovatives Magnetkonzept
- Zusätzliche Trichterhalter als Zubehör erhältlich

Artikel	Best.-Nr.
Sedimentiertrichtergestell für 2 Trichter Außenmaße (L×B×H): 340 × 138 × 500 mm	10 04 53106

ohne das mitabgebildete Zubehör

