

Rotationsverdampfer, Phoenix Instrument Rotary Evaporator



WWSB5020

PHOENIX
Instrument

Features im Überblick:

- großes, sehr gut ablesbares LCD Display, zeigt Temperatur, Rotationsgeschwindigkeit und Zeit an
- Rotationsgeschwindigkeit von 20 bis 280 rpm
- großes 5-l-Wasser-/Öl-Heizbad, Heiztemperatur bis 180°C
- Heizbad mit exakter Temperaturkontrolle
- verbesserter Kondensator (Kühlfläche 1.500 cm²) mit herausragenden Kühleigenschaften
- motorisierter Lift mit Sicherheits-Stop, automatisches Anheben des Kolbens bei Stromausfall
- Erkennung der Endposition als Schutz gegen Glasbruch
- sichere und einfachste Bedienung minimiert Bedienfehler
- Abdruckvorrichtung für einfaches Entfernen des Kolbens
- USB-Schnittstelle
- Timerfunktion zur besseren Prozesssteuerung
- Rechts-/Links-Intervalllauf

Technische Daten:

Drehzahlbereich:	20 bis 280 rpm
Drehzahlanzeige:	LCD
Heiztemperaturbereich:	RT bis 180°C
Einstellgenauigkeit:	±1°C
Heizleistung:	1300 W
Temperaturanzeige:	LCD
Liftheub:	150 mm
Zeitsteuerung:	ja
Zeitanzeige:	LCD
Zeitschaltung:	1 bis 999 min
Abmessungen:	600 × 450 × 820 mm
Gewicht:	19 kg
Umgebungstemperatur:	5 bis 40°C
Relative Feuchtigkeit:	80%
Sicherheitsklasse:	IP20



Artikel

Rotationsverdampfer RE-100D

Best.-Nr.

10 13 79100

