

Feuchtebestimmer, Phoenix Instrument Moisture Analyzer



WWSB5008

PHOENIX
Instrument

Standard-Feuchtebestimmer für eine Vielzahl von Applikationen.

Feuchtebestimmer BM-60

- Trockner der neuesten Generation
- 400 Watt Halogen Heizquelle
- Kompaktes Design, beleuchtete Anzeige
- Anwenderführung durch Piktogramme
- Windows direkt Funktion für einfachen Datentransfer
- RS-232 und USB Schnittstelle
- Interner Speicher für 100 Proben und 10 Methoden
- 4 verschiedene Trocknungsarten
- 3 Jahre Garantie

Technische Daten:

Max. Kapazität:	60 g
Ablesbarkeit:	0,001 g / 0,01%
Reproduzierbarkeit:	0,002 g / 0,05%
Waagschalengröße:	95 mm
Wägeeinheiten:	Gramm, % Feuchte, % Feststoffe
Stabilisierungszeit (typisch):	2 – 3 sec
Interner Speicher:	10 Programme, 100 Testergebnisse
Kalibrierung:	automatisch extern
Heizquelle:	400 W Halogenstrahler, 50° – 160°C
Trocknungsprogramme:	Standard, -Stufentrocknung, sanfte und schnelle Trocknung
Anzeige:	großes, hinterleuchtetes LCD-Display



Artikel	Best.-Nr.
Feuchtebestimmer BM-60	10 13 70060

