

## Kofler-Heizbank, Wagner & Munz Kofler Hotbench

Inkl. Test- und Kalibriersubstanzen-Set, zur Schmelzpunktbestimmung und schnellen Identifizierung organischer Substanzen. Einfachste Handhabung. Für Qualitätssicherung und Forschung vielseitig einsetzbar.

### Technische Daten:

Temperaturbereich: +50°C bis +260°C

Anschlusswert: 100 W, 230 V, 50-60 Hz

Artikel

Kofler-Heizbank

Best.-Nr.

69 62 50400



WWZ71003

wagner & munz

