

Reinstwassersystem, ELGA LabWater / Veolia Water Technologies Deutschland GmbH Ultrapure Water System

PURELAB flex Reinstwassersystem

Das mehrfach ausgezeichnete PURELAB flex-System vereint Bedienfreundlichkeit mit exakter Bereitstellung des aufbereiteten Wassers in hoher Qualität. Das flexibel und modular konzipierte System stellt sicher, dass genau der Wasserreinheitsgrad geliefert wird, der für Ihre Anwendungen erforderlich ist.

PURELAB flex – Besondere Vorteile auf einen Blick

- Reinstwasserqualität Typ I aus vorbehandeltem Wasser oder Trinkwasser
- Intuitiv zu bedienender Multifunktionsdispenser mit leicht ablesbarer Anzeige
- Aufzeichnung relevanter Betriebsdaten auf USB-Datenträger
- Dosierung per Tastendruck oder präzise automatische Volumenvorwahl bis 60 l
- Flussrate bis zu 2 l/min
- Stufenlos höhenverstellbarer Dispenser mit flexiblem Haltearm
- Hocheffiziente Aufbereitungskartusche für langfristig geringe Betriebskosten
- Echtzeit TOC-Monitor zur Überwachung der organischen Reinheit
- Einfache Installation und Wartung
- Flexible Installationsmöglichkeiten durch Tisch- oder Wandmontage

PURELAB flex – Reinstwasserqualität durch verschiedene Aufbereitungstechnologien:

- Umkehrosmose (nur PURELAB flex 3)
- Ionenaustausch
- UV-Photooxidation (185 nm / 254 nm)
- Rezirkulation
- Optional: Endfilter bzw. Biofilter für die Entfernung von RNase, DNase und Endotoxinen

Abmessungen

- PURELAB flex 2: H × B × T = 900 bis 1020 × 236 × 374 mm
- PURELAB flex 3: H × B × T = 900 bis 1020 × 236 × 470 mm

Artikel	Best.-Nr.
① PURELAB flex 2	10 14 75578
Speisung mit vorbehandeltem Wasser <1 µS/cm, inkl. UV, Aufbereitungskartusche und TOC-Monitor	
② PURELAB flex 3	10 14 75287
Speisung mit Trinkwasser, inkl. Umkehrosmose, UV, Aufbereitungskartusche und TOC-Monitor	

Zubehör

Artikel	Best.-Nr.
Aufbereitungskartusche PURELAB flex 2	10 14 75579
Aufbereitungskartusche PURELAB flex 3	10 14 75286
Endfilter 0,2 µm	10 14 73862
Biofilter	10 14 72163
Wandhalterung	10 14 75587

