

Reinwassersystem, ELGA LabWater / Veolia Water Technologies Deutschland GmbH Pure Water System

PURELAB Chorus 2 Reinwassersystem

Die PURELAB Chorus 2 produziert täglich bis zu 480 Liter Reinwasser des Typs II für allgemeine Laboranwendungen und kann als Destillen-Ersatz genutzt werden. Die Anlage minimiert den Einsatz von Verbrauchsmitteln und ermöglicht dauerhaft niedrige Betriebskosten. Die zugehörige Palette an Vorratstanks erhält dank ihrer Gestaltung die Reinheit des gespeicherten Wassers aufrecht und schützt es vor Verunreinigungen aus der Luft. Die Tanks können unabhängig von der Anlage sowie platzsparend auf oder unter der PURELAB Chorus 2 positioniert werden.

PURELAB Chorus 2 (RO/DI) – Besondere Vorteile auf einen Blick

- Optimierte Harzkombination für maximierte Kapazität der Verbrauchsmaterialien
- Schnelle und einfache automatisierte Desinfektion für minimale Ausfallzeiten
- Aufrechterhaltung der Wasserqualität durch automatische Spülung
- Einfache Installation, Bedienung und Wartung
- Vorratstanks mit LED-Füllstandsanzeige und Entnahmehahn in 2 möglichen Positionen
- Flexible Installationsmöglichkeiten (Untertisch, Tisch oder Wand)

PURELAB Chorus 2 (RO/DI) – Aufbereitungstechnologien

- Vorbehandlung
- Umkehrosmose
- Aufbereitungskartusche
- Optional: Entgasungsmodul zur CO₂-Entfernung

Abmessungen: H x B x T = 435 x 375 x 340 mm

Artikel	Best.-Nr.
PURELAB Chorus 2 RO/DI 10 l/h, Boost Pump	10 14 76635
PURELAB Chorus 2 (RO/DI) 10 l/h	10 14 76636
PURELAB Chorus 2 (RO/DI) 20 l/h, Boost Pump	10 14 76637
PURELAB Chorus 2 (RO/DI) 20 l/h	10 14 76638
15 Liter Vorratstank	10 14 72141
30 Liter Vorratstank	10 14 72142
60 Liter Vorratstank	10 14 72143
100 Liter Vorratstank	10 14 72144

Zubehör

Artikel	Best.-Nr.
Entgasungsmodul	10 14 79939
Vorbehandlungskartusche PURELAB Chorus	10 14 70737
RO Modul 10 l/h PURELAB Chorus	10 14 70735
Aufbereitungskartusche PURELAB Chorus 2	10 14 74727

