

Reinwassersystem, ELGA LabWater / Veolia Water Technologies Deutschland GmbH Pure Water System

PURELAB Chorus Reinwassersystem

Das kompakte System erzeugt Typ 2+ Reinwasser aus unvorbehandeltem Trinkwasser mit bis zu 20 l/h (Entnahme >1 l/min). Für eine konstante Wasserqualität und geringe Betriebskosten bei hohem Bedarf recirculiert das aufbereitete Wasser vom Tank bis zur Entnahme über die patentierte Elektroentionisierung (EDI) und die UV-Lampe. Das Farbdisplay zeigt Wasserparameter, Statusmeldungen und den Tankfüllstand auf einen Blick. Für Permeatqualität, Produktwasserqualität und -temperatur sind Alarmwerte wählbar. Die Anlage kann optional mit bis zu drei Halo Dispensern zur Reinwasserentnahme sowie Endfiltern kombiniert werden.

Artikel	Best.-Nr.
PURELAB Chorus 2+ (RO / EDI / UV) 10 l/h, Boost Pump	10 14 73902
PURELAB Chorus 2+ (RO / EDI / UV) 10 l/h	10 14 73903
PURELAB Chorus 2+ (RO / EDI / UV) 20 l/h, Boost Pump	10 14 73904
PURELAB Chorus 2+ (RO / EDI / UV) 20 l/h	10 14 73905
15 Liter Vorratstank	10 14 72141
30 Liter Vorratstank	10 14 72142
60 Liter Vorratstank	10 14 72143
100 Liter Vorratstank	10 14 72144

Verbrauchsmaterial

Artikel	Best.-Nr.
Vorbehandlungskartusche PURELAB Chorus	10 14 70737
RO Modul 10 l/h PURELAB Chorus	10 14 70735
Aufbereitungskartusche PURELAB Chorus 2	10 14 74727
UV-Lampe	10 14 73932
POU Mikrofilter	10 14 70145
Biofilter	10 14 72163
Entgasungsmodul	10 14 79939

Zubehör

Artikel	Best.-Nr.
Wandhalterung Chorus	10 14 73997
RO Entgasungs-Set PURELAB Chorus	10 14 70738

