


**KERN**<sup>®</sup>

PROFESSIONAL MEASURING



**KERN DBS**

FEUCHTEBESTIMMER



# KERN DBS 60-3 FEUCHTEBESTIMMER

Feuchtebestimmer mit hochwertigem Single-Cell Wiegesystem für herausragende Stabilität, Zuverlässigkeit und Reaktionsgeschwindigkeit

**Im Internet finden Sie ein praktisches Applikationshandbuch mit vielen Beispielen, Erfahrungsberichten, Einstellungen und Tipps**

- + Geeignet für Proben mit niedrigem Feuchtegehalt, wie z. B. Kunststoffen
- + Hinterleuchtetes GrafikDisplay, Ziffernhöhe 15 mm
- + Halogen-Quarzglasstrahler 400 W
- + Hervorragende Temperatursteuerung dank Halogentechnologie, geeignet für temperaturempfindliche Proben
- + Waageninterner Speicher für den automatischen Ablauf von 10 Trocknungsprogrammen und 100 durchgeführten Trocknungsprozessen
- + Der letzte Messwert bleibt solange im Display stehen, bis er durch eine neue Messung überschrieben wird
- + Passwortschutz zur Vermeidung der Manipulation von hinterlegten Einstellungen, Daten etc.
- + Probenbezeichnung für bis zu 99 Proben, 2stellig, frei programmierbar, wird im Messprotokoll angedruckt

- + Datum- und Uhrzeit-Anzeige serienmäßig
- + Datenschnittstelle USB zum Übertragen von Wägedaten an PC oder Drucker. (Nur in Verbindung mit Zubehör KERN DBSA02 nutzbar)

## KERN DBS 60-3

- 1 Trocknungsprozess aktiv
- 2 Bisherige Trocknungszeit
- 3 Aktuelle Temperatur
- 4 Einheit der Ergebnisanzeige
- 5 Momentaner Feuchteanteil in %
- 6 Aktives Heizprofil



Verfügbar ab sofort. Zwischenverkauf vorbehalten, nur solange Vorrat reicht



Detaillierte Infos und weitere Produkte:  
[www.augusta-laborbedarf.de](http://www.augusta-laborbedarf.de)



**augusta Laborbedarf GmbH**  
Austr. 23 1/2  
86153 Augsburg  
Tel. +49 821 650 531-0  
info@augusta-laborbedarf.de