



Jetzt
sparen!

Attraktive Sonderpreise

Verpassen Sie nicht unsere Sonderpreise für Titrette®, Transferpette® S, PCR Einzelgefäße und BLAUBRAND® Messkolben – nur vom 01.01. bis 31.03.2026

BRAND. For lab. For life.®



brand.de/aktionen

* Alle Preise unverb. Preisempfehlung zzgl. MwSt. Ersparnis in Prozent gegenüber BRAND Preisliste 2026.

Sonderaktion

Aktionszeitraum: 01.01.26 bis 31.03.26

Jetzt sparen!

Weitere Informationen bei Ihrem Fachhändler oder auf brand.de/aktionen.

Transferpette® S

- + In jeder Haltung: komfortable Einhandbedienung.
- + Für alle Hände: ergonomisches Design.
- + Sicher: Volumenverstellungsschutz verhindert versehentliche Verstellung.

Transferpette® S, Typ Variabel

Lieferumfang: Transferpette® S Mikroliterpipette, DE-M gekennzeichnet, mit Qualitätszertifikat, Regalhalter und Silikonfett

	Volumenbereich, µl (farbkodiert)	R** ≤ ± %	µl	VK** ≤ %	µl	Teilung µl	Best.-Nr.	Aktionspreis €*
●	0,1 – 1	2	0,02	1,2	0,012	0,001	705868	218,60
●	0,1 – 2,5	1,4	0,035	0,7	0,018	0,002	705869	218,60
●	0,5 – 10	1	0,1	0,5	0,05	0,01	705870	218,60
●	2 – 20	0,8	0,16	0,4	0,08	0,02	705872	218,60
●	5 – 50	0,8	0,4	0,3	0,15	0,05	705873	218,60
●	10 – 100	0,6	0,6	0,2	0,2	0,1	705874	218,60
●	20 – 200	0,6	1,2	0,2	0,4	0,2	705878	218,60
●	100 – 1000	0,6	6	0,2	2	1	705880	218,60
●	500 – 5000	0,6	30	0,2	10	5	705882	218,60
●	1000 – 10000	0,6	60	0,2	20	10	705884	218,60

** Justiert auf 'Ex'. Fehlergrenzen bezogen auf das auf dem Gerät aufgedruckte Nennvolumen (= max. Volumen) bei gleicher Temperatur (20 °C) von Gerät, Umgebung und aqua dest. sowie gleichmäßiger Handhabung. R = Richtigkeit, VK = Variationskoeffizient

Jetzt bis zu
20%*
sparen!



Titrette®

- + Präzises Titrieren innerhalb der Fehlergrenzen der Klasse A
- + Einfache und effiziente Bedienung
- + Kompakt und robust

Flaschenaufsatz-Bürette Titrette®

Lieferumfang: Titrette®, für GL 45-Gewindeflaschen, DE-M gekennzeichnet, Qualitätszertifikat, Teleskop-Ansaugrohr (170 – 330 mm), Rückdosierrohr, 2 Mikro-Batterien (AAA/UM4/LR03), 3 Polypropylen-Flaschenadapter (GL 32, S 40, NS 29/32), 2 braun eingefärbte Lichtschutz-Fenster.

Nennvolumen	Beschreibung	Verp.-Einh.	Best.-Nr.	Aktionspreis €*
10 ml	Standard	1	4760141	768,00
25 ml	Standard	1	4760151	768,00
50 ml	Standard	1	4760161	768,00
10 ml	mit RS232 Schnittstelle	1	4760241	986,56
25 ml	mit RS232 Schnittstelle	1	4760251	986,56
50 ml	mit RS232 Schnittstelle	1	4760261	986,56

Jetzt bis zu
20%*
sparen!



* Alle Preise unverb. Preisempfehlung zzgl. MwSt. Ersparnis in Prozent gegenüber BRAND Preisliste 2026.

Messkolben, BLAUBRAND®

- + Technische Perfektion für genaueste Messergebnisse
- + Langlebigkeit made in Germany
- + In Service und Kompetenz einen Schritt voraus

Messkolben, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, mit PP/PE-Stopfen
ISO-Chargenzertifikat, Boro 3.3, DIN EN ISO 1042. Justiert auf "In".

Beschreibung	Ab**	Best.-Nr.	Aktionspreis €* per Stück
5 ml, W, NS 10/19	2	37238	14,03
10 ml, NS 7/16	2	37241	14,03
10 ml, W, NS 10/19	2	37243	14,18
20 ml, W, NS 12/21	2	37245	14,74
20 ml, NS 10/19	2	37246	14,48
25 ml, NS 10/19	2	37247	14,48
25 ml, W, NS 12/21	2	37293	16,16
50 ml, NS 12/21	2	37248	15,94
50 ml, W, NS 14/23	2	37290	16,16
100 ml, NS 12/21	2	37249	17,36
100 ml, NS 14/23	2	37291	17,36
150 ml, NS 14/23	2	37233	21,83
200 ml, NS 14/23	2	37250	19,76
250 ml, NS 14/23	2	37251	20,66
500 ml, NS 19/26	2	37252	24,41
1000 ml, NS 24/29	1	37253	43,13
1000 ml, W, NS 29/32	1	37234	47,36
2000 ml, NS 29/32	1	37254	58,95

** Mindestbestellmenge



Jetzt bis zu
25%*
sparen!

Messkolben, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, mit PP-Stopfen, braun
ISO-Chargenzertifikat, Boro 3.3, DIN EN ISO 1042. Justiert auf "In".

Beschreibung	Ab**	Best.-Nr.	Aktionspreis €* per Stück
5 ml, W, NS 10/19	2	37401	23,89
10 ml, W, NS 10/19	2	37402	23,89
20 ml, NS 10/19	2	37403	23,78
20 ml, W, NS 12/21	2	37412	25,46
25 ml, NS 10/19	2	37404	23,78
25 ml, W, NS 12/21	2	37413	25,46
50 ml, NS 12/21	2	37405	24,83
50 ml, W, NS 14/23	2	37406	25,39
100 ml, NS 14/23	2	37407	25,24
200 ml, NS 14/23	2	37408	31,39
250 ml, NS 14/23	2	37409	34,76
500 ml, NS 19/26	2	37410	43,58
1000 ml, NS 24/29	1	37411	67,43

** Mindestbestellmenge

PCR Einzelgefäße

- + Schnelle Wärmeübertragung durch dünne Gefäßwände
- + Schutz vor Verdunstung durch dicht schließende Deckel
- + Einfache Identifikation der Proben durch optionale Farbigkeit

Jetzt bis zu
30%*
sparen!

Einzelgefäße PCR, PP, BIO-CERT® PCR QUALITY



Volumen ml	Beschreibung	Verp.-Einh.	Best.-Nr.	Aktionspreis €*
0,2	mit anhängendem, gewölbten Deckel, transparent	1000	781300	51,70
	mit anhängendem, flachen Deckel, rosa	1000	781301	42,56
	mit anhängendem, flachen Deckel, gelb	1000	781302	42,56
	mit anhängendem, flachen Deckel, grün	1000	781303	42,56
	mit anhängendem, flachen Deckel, blau	1000	781304	42,56
	mit anhängendem, flachen Deckel, transparent	1000	781305	42,56
0,5	mit anhängendem, flachen Deckel, transparent	1000	781310	39,06
	mit anhängendem, flachen Deckel, rosa	1000	781311	39,06
	mit anhängendem, flachen Deckel, gelb	1000	781312	39,06
	mit anhängendem, flachen Deckel, grün	1000	781313	39,06
	mit anhängendem, flachen Deckel, blau	1000	781314	39,06



* Alle Preise unverb. Preisempfehlung zzgl. MwSt. Ersparnis in Prozent gegenüber BRAND Preisliste 2026

BRAND GMBH + CO KG

Postfach 1155 | 97861 Wertheim | Germany

T +49 9342 808 0 | F +49 9342 808 98000 | info@brand.de | www.brand.de



BRAND. For lab. For life.®

BIO-CERT®, BLAUBRAND®, BRAND®, BRAND. For lab. For life.®, Titrette®, Transferpette® sowie die Wort-Bild-Marke BRAND sind Marken oder eingetragene Marken der BRAND GMBH + CO KG, Deutschland. Die Wort-Bild-Marke BRANDGROUP ist Marke oder eingetragene Marke der Brand Group SE & Co. KG, Deutschland. Alle anderen abgebildeten oder wiedergegebenen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Technische Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

© 2026 BRAND GMBH + CO KG | Printed in Germany | 0126



Erneuerbare Energie

Wir produzieren mit 100 % Ökostrom und selbst erzeugtem Strom als Nebenprodukt unserer Wärmeerzeugung in einem effizienten Blockheizkraftwerk.



Nachhaltige Verpackung

Wir verwenden für die Produktverpackungen Kartonagen mit einem Recyclinganteil von rund 90%.



BRAND ist mit dem **Gold-Status** als nachhaltiges Unternehmen von EcoVadis ausgezeichnet worden. Mehr Informationen finden Sie unter www.brand.de.



Tel. 0821 650 531 0

Fax. 0821 650 531 20

info@augusta-laborbedarf.de

augusta-laborbedarf.de